

Passeggino per bambini

CE **GEMINI²**

VERMEIREN è lieta di presentare il nuovo Gemini II. Il passeggino offre molteplici possibilità di regolazione ed adattamenti in base alle specifiche necessità dell'utente. Durante il processo di progettazione, abbiamo preso in considerazione la funzionalità più importante per quanto riguarda il bambino, vale a dire la crescita rapida e dinamica. Questa caratteristica in un bambino è ovviamente motivo di gioia, ma comporta anche rischi dovuti all'insorgere di gravi deformità alla colonna vertebrale.



Particolarmente pericolosa è la seduta, in quanto è la posizione dove viene applicato il maggior carico alla colonna vertebrale. Lo strumento principale per combattere questa minaccia è la corretta stabilizzazione del bambino nel passeggino.

1. Stabilizzazione del bacino e dei piedi
2. Stabilizzazione del corpo
3. Stabilizzazione della testa

comfort e sicurezza

Imparare e divertirsi in tutta sicurezza



Il corretto posizionamento del bambino nel passeggino non è solo il risultato in termini di comfort, ma migliora anche funzioni come la digestione e la respirazione.

Gemini II ti dà la possibilità di cambiare la posizione delle parti più importanti: schienale, sedile ed appoggiatesta possono essere regolati in modo indipendente.

GEMINI²



Pratiche cinture di sicurezza per la stabilizzazione.



Schienale regolabile in altezza.



Sedile regolabile in profondità.




2 in 1



Opzionalmente il sedile può essere posizionato su di una base per interno per uso terapeutico o scolastico.



I supporti laterali possono essere posizionati in due modi, attivi o standard. Attivi lasciano più spazio per le mani del bambino, Standard stabilizzano meglio il tronco.



I supporti laterali possono essere regolati liberamente.




I piatti pedana in plastica possono essere regolati lateralmente.



Il vostro bambino può essere posizionato con il sedile fronte mamma o fronte strada.

cambio posizione



47 66	32 40	regolazione in altezza 13-30 cm	50 senza cuscino	77 98	28-34 36-42	25-28-31-34 34-37-40-43	51-64 63-75	35 50	~13,5 ~27
----------	----------	---------------------------------------	---------------------	----------	----------------	----------------------------	----------------	----------	--------------

Colore del telaio



Colore del rivestimento

