

Serie 9300 9300

Colori telaio Colori rivestimento



C29
Grigio



C37
Blu
notte



Modello 9300 ruote grandi posteriori


Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, ruote posteriori da 24x1 3/8 PU soft estraibili, ruote anteriori piroettanti 200x50 PU soft, freno a leva sulle ruote posteriori.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

NR. REPERTORIO

211894/R

Accessori per sedie da comodo

- Appoggiatesta L55
- Appoggiatesta L06
- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta laterali L04
- Tavolo in legno ribaltabile B12
- Tavolo doppio attacco regolabile B15



L06



L55



B22

Modello 9301 ruote posteriori piroettanti

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, ruote anteriori da 24x1 3/8 PU soft estraibili, ruote posteriori piroettanti 200x50 PU soft, freno a leva sulle ruote anteriori.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

NR. REPERTORIO

211896/R



Nei modelli 9300-9302-9303 è disponibile la versione servoassistita.

Serie 9300 9300



Modello 9302 ruote da 200x50 mm

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 200x50 PU soft di cui le posteriori piroettanti, freno manuale sulle ruote anteriori.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

NR. REPERTORIO
211898/R

Modello 9303 ruote da 100 mm

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 100 mm di cui le posteriori frenanti.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

NR. REPERTORIO
211898/R




RIF. CODICE ISO

12.21.06.003 12.21.03.006
12.21.09.003 12.24.21.103

AGGIUNTIVI/ACCESSORI

12.24.06.115 12.24.06.106 12.24.15.112
12.24.06.112 12.24.06.109 12.24.15.103



| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 9300 | 660 | 430-530 | 260 | 500 | 580 | 450 | 1070 | 1100 | 25,5 | 100 |
| 9301 | 660 | 430-530 | 260 | 500 | 580 | 450 | 1070 | 890 | 26,5 | |
| 9302 | 620 | 430-530 | 260 | 500 | 580 | 450 | 1070 | 840 | 24,5 | |
| 9303 | 560 | 430-530 | 260 | 500 | 580 | 450 | 1070 | 850 | 23,5 | |

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).