

708D

Carrozzina standard pieghevole

Look, affidabilità e funzionalità. Tutte le parti estraibili quali braccioli, pedane e ruote, possono essere sostituite grazie al sistema modulare. L'ampia gamma di accessori e opzioni permette a questa carrozzina di adattarsi a qualsiasi utente. Riconosciuto per la robustezza e la qualità, il mod. 708D risulta essere un ausilio adatto sia per il noleggio che per l'utilizzo a lungo termine.



VERMEIREN
we care for you

Caratteristiche



*Piatta pedana in alluminio
con ruotina paracolpi*



*Facile da richiudere
per il trasporto*



*Per emiplegico: doppio
mancorrente per migliore
spinta e controllo*



*Versione per amputato:
posizione delle ruote
posteriori spostata più
indietro*



- 3 tipi di braccioli estraibili e ribaltabili con confortevole appoggio
- Vasta gamma di accessori ed opzioni
- Bloccare i braccioli è facile e sicuro
- Diversi tipi di sedili e schienali
- 6 larghezze di seduta
- Possibilità di scegliere il tipo di pedane più adatto

Colori

C29
grigio

Dati tecnici

■ Larghezza totale	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Altezza totale	910 mm
■ Lunghezza totale	1109 mm
■ Larghezza piegata	280 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	225 mm

■ Altezza sedile	490 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Peso	18 kg
■ Peso massimo dell'utente	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	 

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **708D** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.