

# Coraille

## Seggiolone polifunzionale

Coraille è un seggiolone polifunzionale confortevole, fornito di serie di un cuscino imbottito, cintura di sicurezza a 5 punti e appoggiatesta preformato ed estraibile.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Design

Il piatto pedana, elevabile grazie al sistema a molla, facilita i trasferimenti. La base regolabile in altezza e le ruote hanno una sezione maggiorata con freno a pedale, per permettere l'utilizzo anche all'esterno, facilitando il superamento degli ostacoli senza compromettere il comfort.

Coraille e' disponibile anche nella versione E (elettrica) per un facile posizionamento .



PU MORBIDO verde, prugna, praline e arancio: grigio telaio  
Tappezzeria bicolore marrone: marrone telaio  
Tappezzeria bicolore nero: nero telaio



## Prodotti pensati per te

**VERMEIREN** cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

## Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Coraille** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



**B52 asta portaflebo (optional)**



**Opzione B10 Pedana centrale**



**Opzione B12 Tavolo in legno**



**Rivestimento seduta rimovibile**

## Dati tecnici

■ Larghezza totale	710 mm
■ Lunghezza totale	1090 mm
■ Altezza totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angolo sedile	0° - 40°
■ Larghezza sedile	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Altezza bracciolo	235 / 255 / 275 mm

■ Altezza sedile	465 - 490 - 515 mm
■ Altezza schienale	792 / 812 / 832 mm
■ Profondità sedile	440 / 460 / 480 mm
■ Peso	39 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	<b>CE</b>

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate (MI)  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.