

Sagitta KIDS

Carrozzina attiva
per bambini

Sagitta Kids è una carrozzina attiva per bambini, con le stesse caratteristiche del modello per adulti. Perfettamente adattabile alle esigenze del vostro bambino.



VERMEIREN
we care for you

Regolabile

Il telaio è stato sviluppato affinché la larghezza del sedile sia adattabile. Grazie alla tela schienale e al sedile tensionabili, maniglie di spinta regolabili, inclinazione schienale regolabile senza l'ausilio di utensili e campanatura ruote da 0° a 8° le personalizzazioni sono infinite. La combinazione di queste configurazioni e la varietà di colori telaio, permettono a questa carrozzina di soddisfare al meglio le esigenze del vostro bambino.

Colori



Caratteristiche



Schienale regolabile
tensionabile



Schienale abbattibile
per il trasporto



Configurazione
"custom made"

Dati tecnici

Larghezza totale	460 / 655 mm
Lunghezza totale	700 - 750 mm
Altezza totale	440 mm
Larghezza piegata	—
Larghezza sedile	240 / 340 mm
Altezza bracciolo	120 mm

Altezza sedile	370 - 428 mm
Altezza schienale	230 - 430 mm
Profondità sedile	280 - 300 - 320 mm
Peso	9 kg
Portata massima	60 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Sagitta kids** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.