

Express

Semplice e affidabile

La Express è una carrozzina elettronica con doppia crociera, dotata di pedane e braccioli regolabili in altezza e larghezza.



Pieghevole per il trasporto



VERMEIREN
we care for you

Carrozzina elettronica compatta

Fornita di un potente motore e di due batterie per garantire una guida fluida. Express è una carrozzina molto compatta, quindi facile da manovrare in spazi ristretti e pieghevole per facilitare il trasporto.

Con un sistema di guida ideale per


- Una struttura leggera
- Una carrozzina da utilizzare all'interno
- Facile da usare

Colore

C29
grigio



Batterie separate, facili da rimuovere



Design compatto e funzionale



Pieghevole per il trasporto

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Altezza totale	960 mm
■ Lunghezza totale	950 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
■ Profondità sedile	430 mm

■ Batterie	2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah150W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	18 - 25 km
■ Peso	67 kg
■ Portata massima	90 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).
Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Express** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.