

one ^{SPRING} air+

Sospensioni a molle integrate
Scooter compatto per interni
Indicato per spostamenti brevi
Si adegua al tuo stile



*Sistema di sospensioni
montate sui sedili*



*Doppi ammortizzatori
posteriori*



one ^{SPRING} air+ = 4

4 diversi colori inclusi. Cambia lo stile del tuo scooter
in qualsiasi momento. Non sono necessari strumenti.



VERMEIREN
we care for you

Compatto ed Elegante

One Air+ SPRING (con pneumatici ad aria e sospensioni a molle integrate) è uno scooter compatto ed elegante per uso interno ma anche adatto a brevi spostamenti. Si adegua al tuo stile e alle tue esigenze! Leggero e compatto, **One Air+ SPRING** può essere utilizzato per brevi spostamenti verso ristoranti, negozi o in piccoli spazi. Lo scooter si smonta completamente e risulta quindi comodo da riporre o trasportare. 4 colori in dotazione che possono essere facilmente cambiati, in qualsiasi momento, per adattare lo scooter al tuo stile.

Colori

Lo scooter **One Air+ SPRING** è fornito con 4 colori intercambiabili già inclusi. Facili da cambiare e adattare al tuo stile. One = 4



blu



verde brillante



arancione



rosa chiaro



Dotato di batteria al litio da soli
4,25 kg



Pneumatici ad aria



Si adatta a un'auto piccola

Dati tecnici

Larghezza totale	490 mm
Altezza totale	880 mm
Lunghezza totale	1030 mm
Altezza sedile	525-570 mm
Raggio di sterzata	1150 mm
Batterie	24V - 20 Ah

Autonomia	26 km*
Motore	270 W
Velocità	8 km/h*
Peso	42,35 kg
Portata massima	136 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Stiamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **One Air+ SPRING** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Completamente smontabile e facile da riporre