

# Forest 3 su

## Carrozzina elettronica verticalizzante

**Forest 3 SU è una carrozzina elettronica verticalizzante. Uguale alla Forest 3, ma con funzioni aggiuntive.**

Fornita di serie con cintura di sicurezza all'altezza del torace e imbottiture a livello del ginocchio per garantire il massimo comfort e sicurezza. L'utente, grazie al comando, può facilmente passare dalla posizione standing alla posizione seduta o reclinata. Le piccole ruote che si trovano sul piattopedana, garantiscono stabilità e sicurezza durante la posizione di standing.



## Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Forest 3 SU** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

## Colori



Offriamo più di 32 colori diversi.  
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.

## Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.



## Dati tecnici

■ Larghezza totale	602 / 670 mm
■ Lunghezza totale	1170 mm
■ Altezza totale	1100 - 1575 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Larghezza sedile	400 / 450 mm
■ Profondità sedile	420 - 470 mm

■ Batterie / Motore	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	50 km
■ Peso	165 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).  
Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate (MI)  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.

**VERMEIREN**  
we care for you