



D200-V

Leggera e pratica

La D200-V è una carrozzina leggera.
Dotata di diverse regolazioni per adattarsi alle proprie necessità. Pieghevole, le ruote posteriori, i braccioli e le pedane sono estraibili, pronta per essere trasportata.



VERMEIREN
we care for you

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.



Estrazione rapida delle ruote posteriori



Pedane pieghevoli all'interno e all'esterno



Maniglie di spinta regolabili in altezza



Imbottiture braccioli regolabili in altezza e profondità

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **D200-V** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Colori

C80

blu



B78 - Ruotine antiribaltamento (opzione)



BZ8 - Pedane elevabili (opzione)





Schienale tensionabile a 5 fasce



Piatti pedana regolabili in flessione/estensione

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Altezza totale	890 - 1060 mm
■ Lunghezza totale	995 - 1045 mm
■ Larghezza piegata	300 mm
■ Larghezza sedile	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm

■ Altezza sedile	470 - 530 mm
■ Altezza schienale con maniglie	450 - 510 mm
■ Profondità sedile	395 - 450 mm
■ Peso	16,2 kg
■ Peso massimo dell'utente	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	 

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



E.R.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenpolein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 08/2024

Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you