



JAZZ S50

KIDS

Compatta e robusta

Jazz S50 Kids è compatta e robusta, la carrozzina perfetta da utilizzare in ogni situazione. Il colore verde, rende questa carrozzina giovanile.





Colore



C91: verde mela



Prodotti pensati su misura per te

Il nostro principio di base è: la carrozzina deve essere adattata a te, non il contrario. Ecco perché le nostre carrozzine sono pensate per essere la risposta alle vostre esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzine possono essere regolate, avere numerose opzioni e possono essere completamente personalizzate in modo da essere adattate alle esigenze del singolo utente. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina **Jazz S50 kids** è conforme alle norme più elevate, stabilite da istituti di prova certificati nella maggior parte dei paesi europei.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	518 - 558 mm
■ Altezza totale (piegato)	915 mm
■ Lunghezza totale	914 mm
■ Larghezza sedile	320 - 360 mm
■ Altezza braccioli	211 mm
■ Altezza sedile	410 mm

■ Altezza schienale	360 mm
■ Profondità sedile	320 mm
■ Peso	15,20 kg
■ Peso massimo utente	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Misure in mm e kg. Sono possibili variazioni di dimensioni e peso (15 mm e 1,5 kg). Salvo modifiche tecniche. Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzioni potrebbero essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you