



376

Tavolo da letto

I tavolo 376 è regolabile in altezza, può essere inclinato e dispone di ruote per spostarlo facilmente. Ideale per uso domestico o ospedaliero, in combinazione con un letto, un divano o una poltrona reclinabile. Il telaio è rifinito con vernice a polvere a lunga durata e il tavolo può essere inclinato e bloccato in entrambe le direzioni. Ideale per leggere, mentre la parte più piccola e fissa è perfetta per posizionare le bevande, cibo o dispositivi elettronici.

■ Lunghezza totale	920 mm
■ Larghezza totale	470 mm
■ Altezza regolabile	610 - 950 mm
■ Altezza della base da terra	120 mm
■ Da tavolo	765 x 410 mm
■ Peso totale	9,75 kg
■ Portata massima	15 kg
■ Ruote	ø 50 mm
■ Colori	Telaio: grigio - Tavolo: oxide Telaio: beige - Tavolo: faggio
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

