

Jazz S50

Carrozzina standard pieghevole

La carrozzina **Jazz S50** è la combinazione tra tecnica, comfort e qualità **VERMEIREN**. Viene considerata carrozzina standard, ma con molti vantaggi. Maniglie ergonomiche, tele sedile e schienale in nylon facili da pulire, pedane e ruote estraibili.



VERMEIREN
we care for you

Opzioni

Il mod. **Jazz S50** è disponibile anche nella versione T30 e ha diversi optional quali ruotine per passaggi stretti, ruotine antiribaltamento o B05 braccioli regolabili in altezza. Prego consultare il Vs rivenditore di fiducia o la scheda d'ordine per l'elenco aggiornato degli accessori.



B78 - ruotine antiribaltamento



B86 - Ruotine ascensore



B05 - Bracciolo regolabile in altezza



B75 - Freni

Colori

C86
grigio
carbon

Dati tecnici

■ Larghezza totale	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
■ Altezza totale	935 mm
■ Lunghezza totale	1120 mm
■ Larghezza piegata	290 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	220 mm

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Jazz S50** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Versione T30

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	16,6 kg
■ Peso massimo dell'utente	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	☎ CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.