



Inovys II *Evo*

Carrozzina polifunzionale





Massimo comfort

Quando progettiamo una carrozzina polifunzionale, la nostra priorità è il comfort. Basata sull'affermata gamma Inovys, questa carrozzina garantisce anche la prevenzione del decubito. Il design della Inovys II Evo è abilmente

studiato per soddisfare le esigenze individuali. La nostra pluriennale esperienza garantisce versatilità, infinite possibilità di regolazione e comfort oltre a un design rinnovato.



Basculamento

Le caratteristiche della Inovys II EVO garantiscono la riduzione della pressione e quindi della formazione di decubiti. Il sistema di basculamento, ruotando attorno al baricentro dell'utente, evita importanti sforzi muscolari e articolari. Inoltre favorisce una migliore circolazione sanguigna e una ottimale posizione della colonna vertebrale.



Regolazioni personalizzabili

Le possibilità di regolazione sono un must per l'utente che utilizza la carrozzina tutto il giorno, al fine di soddisfare al meglio le sue esigenze e garantirgli il comfort. Il sistema di regolazione che non richiede strumenti per le modifiche, garantisce facilità di utilizzo sia all'utente che al caregiver.



Maniglie di spinta regolabili in altezza senza necessità di utensili.



Braccioli estraibili e regolabili in altezza e profondità. Profondità seduta regolabile.



Pedane con diverse regolazioni. Piatto pedana inclinabile. regolazione dell'appoggio polpaccio.



Progettata con cura

La Inovys II EVO offre un comfort eccellente grazie al cuscino preformato di sedile e schienale. Sono disponibili altre configurazioni di sedile e schienale, per garantire la corretta postura e comfort and ogni utente.

La tua storia, la tua configurazione

Questa carrozzina polifunzionale non permette solo di variare la configurazione e la posizione. La Inovys II EVO ha diverse possibilità di regolazione per poter adattarsi al meglio alle esigenze dell'utente, grazie all'ampia gamma di opzioni ed accessori. Per andare incontro a nuove necessità, può essere modificata anche dopo la prima configurazione. Una carrozzina creata da e per te.

Colore



C89 - Rame



Disponibile anche nella versione elettrica (regolazione elettrica di sedile e schienale)



T30 versione con ruote posteriori da transito



B74 - compatibile con il montaggio dei freni a tamburo



B66MAL - bracciolo empiegico regolabile destro o sinistro (optional)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	630 - 680 - 730 mm
■ Altezza totale	990 - 1060 mm
■ Lunghezza totale	1010 - 1050 mm
■ Larghezza sedile	400 - 450 - 500 mm
■ Angolo sedile	0° - 21°
■ Angolo schienale	0° - 54°

■ Altezza sedile	460 - 530 mm
■ Altezza schienale	550 - 585 mm
■ Profondità sedile	460 - 520 mm
■ Peso	36 kg
■ Peso massimo dell'utente	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.