

Forest 3

CARROZZINA
ELETTRONICA



VERMEIREN
we care for you

Forest 3

GUIDA SICURA E CONFORTEVOLE

Conosciuta per il suo sistema di assali, la carrozzina elettronica Forest 3 permette all'utente di guidare in modo sicuro e confortevole, su diversi tipi di terreno. Gli ostacoli vengono superati facilmente, rendendo questo modello ideale anche per l'utilizzo in ambienti esterni.



COMPATTA PER UNA FACILE MANOVRABILITA'

Le dimensioni ridotte e compatte della carrozzina Forest 3 offrono un raggio di sterzata uniforme. Puoi muoverti facilmente anche in spazi stretti grazie al suo telaio ridotto. Anche se compatta, ha un look grandioso!

UNA CARROZZINA ELETTRONICA CON INFINITE POSSIBILITA'

Con più di 20 opzioni di colore, una vasta gamma di accessori e regolazioni.... la carrozzina Forest 3 può essere personalizzata in base alle esigenze e preferenze di qualsiasi utente. Sebbene ogni Forest sia diversa, la qualità e la durata rimangono costanti. La storia di ogni utente è unica e adattiamo volentieri la nostra carrozzina alla tua!



Forest 3

CARROZZINA
ELETTRONICA

C8
giallo

C53
arancio

C85
verde



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



SCANNERIZZA il codice QR
e scoprire il film Forest 3.

Compatta, affidabile e con elevate prestazioni. La Forest 3 ha tutte le caratteristiche per l'utilizzo sia all'interno che all'esterno. Combinando sicurezza, comfort ed adattabilità, la Forest 3 ha un design ben congegnato che unisce tutta la nostra esperienza di 55 anni.

La barra anteriore dà un innegabile assetto a questa carrozzina elettrica. Permette il continuo contatto delle 4 ruote al suolo, garantendo stabilità e comfort.

La tecnologia V-Stab (optional) permette di guidare mantenendo una traiettoria rettilinea anche su terreni sconnessi o con ostacoli, senza dover utilizzare continuamente una sterzata compensativa.

Considerando l'uso quotidiano, siamo tutti d'accordo sul fatto che il comfort è un fattore importante. Grazie allo schienale preformato e alle configurazioni individuali, la Forest 3 offre una soluzione molto personalizzata.

Caratteristiche



Regolazione elettrica dell'inclinazione dello schienale e del basculamento del sedile



Barra anteriore snodata, che permette di mantenere tutte le ruote appoggiate al suolo



Braccioli regolabili in angolazione e ribaltabili per facilitare gli spostamenti



ACCESSORI E OPTIONALS per Forest 3



B66MAL
braccioli per
emiplegico regolabili



Braccioli
con imbottitura PU



Braccioli
con imbottitura skay



Braccioli
con imbottitura soft



B06
pedane estraibili



BZ8
pedane articolate



BZE pedane
articolate elettriche



L34 schienale
preformato (soft)



L35 sedile
preformato (soft)



L16 + L35
sedile separato fissato alla
base con velcro



TUB + L34 schienale
tubolare con imbottitura
preformata e regolabile



L44 schienale tubolare con
tela tensionabile



SE53 dispositivo
swing-away



S53A dispositivo
swing-away con
3 posizioni di blocco



S53Z dispositivo swing-away
sotto il comando per un facile
accesso al tavolo



SE02 comando
integrato nel tavolo



LINX LCD
display elettronico



SE04
comando a mento



SE08
comando accompagnatore



SE09 doppio comando
utente/accompagnatore

Variazioni

Forest 3+

Compatta, solida ed affidabile. FOREST 3+ e' ideale per la persona che sta cercando una carrozzina elettrica compatta per uso interno e nello stesso tempo alta performance anche all'esterno. Affidabilità, comfort ed adattabilità sono le maggiori caratteristiche di FOREST 3+.



Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	595 / 610 / 630 / 650 mm
■ Lunghezza totale	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Altezza totale	1036 mm
■ Altezza sedile	430 - 480 mm
■ Larghezza sedile	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondità sedile	420 - 520 mm

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Forest 3 SU

Forest 3 SU è una carrozzina elettronica verticalizzante. Uguale alla Forest 3, ma con funzioni aggiuntive. Fornita di serie con cintura di sicurezza all'altezza del torace e imbottiture a livello del ginocchio per garantire il massimo comfort e sicurezza.



Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il (nome del prodotto) è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

■ Batterie / Motore	2 x 12V / 80Ah - 220W o 350W
■ Velocità*	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomia*	42 o 50 km
■ Peso	139 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	 

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

**Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.**

