

Navix SU

Carrozzina elettronica verticalizzante

Il modello Navix SU ha tutte le caratteristiche della Navix, con l'aggiunta della funzione verticalizzante.

- Reclinabile a 180°
- Cintura di sostegno del tronco
- Pedana unica elettrica auto-correggente in lunghezza



Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Navix SU** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Colori



Offriamo più di 32 colori diversi.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.

Caratteristiche



Ruote anteriori 200x50



Protezione imbottita per ginocchia



Ruotine anteriori per maggiore stabilità durante la funzione standing

Dati tecnici

Ancho total	602 / 670 mm
Altura total	1040 - 1570 mm
Largo total	1090 mm
Altura del asiento	470 mm
Ancho del asiento	400 / 450 mm
Profundidad del asiento	395 / 470 mm

Batterie	2x12V/38Ah/220W o 2x12V/50Ah/220W
Velocità*	6 km/h
Rango de conducción*	20 - 32 km
Peso	122 kg
Peso máximo del usuario	130 kg
Información adicional	CE

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



E.R.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 07/2024

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.


Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.



3 posizioni possibili: verticale, seduto o sdraiato



Ruotine anteriori per maggiore stabilità durante la funzione standing



Ruotine anteriori per maggiore stabilità durante la funzione standing

Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you