


Versione: Agosto 2024

Le informazioni per i non vedenti sono disponibili su richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, comprese le traduzioni.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altre forme) senza il permesso dell'editore, sviluppato, duplicato o distribuito tramite sistemi elettronici.

VERMEIREN GROUP



Bambini

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

Adolescenti

2217 Freedom

14

14

Adulti

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-version

16

16

18

20

Opzioni

22

Come scegliere il mio triciclo?

La scelta del tuo triciclo e' determinata dalla lunghezza totale dell'interno gamba (A).
(vedi disegno a fianco)



2202

2215

2217

2219

Interno gamba
da 30 a 46 cm

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Interno gamba
da 75 a 105 cm

**Da 3
anni in
su.**

**Da 8
anni in
su.**

**Da 14
anni in
su.**

Adulti

modello
AQUA - SAFARI

modello
HAPPY - SPORTY

modello
FREEDOM

modello
**LAGOON - VINTAGE
VERSIONE- E**



2202



Interno gamba
da 30 a 46 cm

Da 3
anni in
su.

AQUA è un modello unisex.

I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma di delfino ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento
- Sella regolabile in altezza
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro
- Disponibilità di varie opzioni



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

								
lunghezza totale	larghezza totale	altezza della sella	distanza sella-pedale	altezza tubo del telaio	altezza manubrio	ruote	peso	portata massima
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



002

SAFARI

2202

Interno gamba
da 30 a 46 cm

Da 3
anni in
su.

SAFARI è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma di giraffa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento
- Sella regolabile in altezza
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro
- Disponibilità di varie opzioni



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

								
lunghezza totale	larghezza totale	altezza della sella	distanza sella-pedale	altezza tubo del telaio	altezza manubrio	ruote	peso	portata massima
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Happy

2215

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Modello HAPPY. Modello perfetto per le ragazze.

Loro adorano i colori e le figure rosa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento
- Sella regolabile in altezza
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro
- Disponibilità di varie opzioni



Da 8
anni in
SU.



Sistema freni a V

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

								
lunghezza totale	larghezza totale	altezza della sella	distanza sella-pedale	altezza tubo del telaio	altezza manubrio	ruote	peso	portata massima
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1.75	16,5	60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2215



Sporty

2215

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Modello SPORTY. Modello perfetto per i ragazzi.

Loro adorano i colori audaci, sportivi e forti ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

Da 8
anni in
su.

- Freni con dispositivo di stazionamento
- Sella regolabile in altezza
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro
- Disponibilità di varie opzioni



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22



lunghezza
totale

1294



larghezza
totale

648



altezza
della sella

610-760



distanza
sella-pedale

480-650



altezza tubo
del telaio

133



altezza
manubrio

827-940



ruote

16" x 1.75



peso

16,5



portata
massima

60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2217

FREEDOM

WHITE

Un look attraente per questo triciclo disponibile in due colori. Comfort e facilità di guida con conseguente massima libertà. E' un perfetto compagno per passeggiate.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22
Disponibile anche come e-bike (pag. 20).



lunghezza
totale

1600



larghezza
totale

670



altezza
della sella

709-950



distanza
sella-pedale

586-827



altezza tubo
del telaio

174



altezza
manubrio

986 - 1174



ruote

20" x 1.75



peso

25,5



portata
massima

110

FREEDOM BLACK

- Disponibilità di varie opzioni
- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione
Disponibile in varie tipologie
- Sella regolabile in altezza
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Freni con dispositivo di stazionamento
Freni a disco posteriori opzionali
- Grande cestino posteriore in metallo



2217

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Da 14
anni in
su.



Sistema freni a V

Modello LAGOON. Triciclo per adulti disponibile nei colori bordeaux o grigio. E' un perfetto compagno per passeggiate. Grande stabilità e comfort di guida.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

Disponibile anche nella **versione-E** pedalata elettrica assistita.



LAGOON

2219

Interno gamba
da 75 a 108 cm

- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione
Disponibile in varie tipologie
- Freni con dispositivo di stazionamento
Freni a disco posteriori opzionali
- Telaio con forma ribassata per
un facile accesso al triciclo
- Sella regolabile in altezza
- Grande cestino
posteriore in metallo



Adulti



Sistema freni a V



lunghezza
totale

1808



larghezza
totale

768



altezza
della sella

789-1030



distanza
sella-pedale

640-880



altezza tubo
del telaio

194



altezza
manubrio

1121 - 1309



ruote

24" x 1 3/8"



peso

27,8



portata
massima

125

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Modello VINTAGE. Triciclo per adulti con un look vintage. Eleganza e stile sono le due parole chiave per questo triciclo versione retrò.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

Disponibile anche nella **versione-E** pedalata elettrica assistita.



Vintage

2219

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Adulti

- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione
Disponibile in varie tipologie
- Freni con dispositivo di stazionamento
Freni a disco posteriori opzionali
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo
- Grande cestino posteriore in metallo
Cestino in vimini su richiesta
- Sella regolabile in altezza



lunghezza
totale

1808



larghezza
totale

768



altezza
della sella

789-1030



distanza
sella-pedale

640-880



altezza tubo
del telaio

194



altezza
manubrio

1121 - 1309



ruote

24" x 1 3/8"



peso

27,8



portata
massima

125

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Controllo manuale



Blocco batteria

E-version

Modello elettrico a pedalata assistita.

Triciclo per adulti disponibile nelle versioni **LAGOON e VINTAGE**.

La pedalata elettrica assistita vi permetterà di andare più lontano, senza fatica, e più velocemente.

Sistema di funzionamento molto semplice, un pulsante **ON-OFF** sul blocco batteria, poi un semplice controllo manuale per un aiuto assistito. È dotato di una spinta ulteriore per la partenza (soprattutto in salita).

Il blocco batterie, posizionato nella parte posteriore, è leggero ed estraibile, questo permette la ricarica direttamente a casa. Il sistema agisce sulla ruota anteriore.



Versione-E

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Adulti



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Autonomia: dipende dall'uso, dallo stato della strada, caratteristiche della carrozzeria e dalla propulsione selezionata.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Manubrio ad U classico	•	•	•	•	-
S2	Manubrio ad V piatto	•	•	•	•	-
S3	Manubrio tipo Citybike	-	-	•	•	standard
S4	Manubrio rettangolare	•	•	•	-	-
S5	Staffa di sterzo regolabile	-	-	•	•	•
D1	Blocco rotazione a 360°	•	•	•	•	•
06	Pignone fisso	•	•	•	•	•
01 + B1	Pignone libero	-	-	•	•	•
B1	Freno a tamburo	-	-	•	•	•
02	Freno a pedale	•	•	•	•	•
03	Cambio a 3 rapporti	-	•	•	•	•
07	Cambio a 7 rapporti	-	-	•	•	•
23	Differenziale	-	-	-	•	•
F1	Pedali con cinghie	•	•	•	•	•
F2	Pedali con cinghie a clip	•	•	•	•	•
F3	Appoggio piede con chiusura a velcro	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Appoggio piede chiusura a velcro, supp. caviglia	•	•	•	•	•
F5	Pedali con lunghezza regolabile in 2 posizioni	-	•	•	•	•
E1	Maniglia di spinta	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Kit luci anteriore posteriore	-	•	•	•	•
E3	Odometro	-	•	•	•	•
E4	Cestino solo per modello Vintage	-	-	-	-	•
E5	Bauletto	-	-	•	•	•
E6	Porta stampelle	-	-	•	•	•
E7	Porta borraccia	•	•	•	•	•
E8	Specchietto retrovisore	•	•	•	•	•
E9	Cintura blocco mani	•	•	•	•	•
E10	Cintura blocco mani	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Guanto blocco mani	•	•	•	•	•
E12	Sella comfort	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Cestino metallico anteriore	-	-	•	•	•
BAT 9	Batteria versione-E 9A	-	-	-	•	•
P1	Supporto pelvico	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Supporto schiena	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Supporto pelvico & schiena (P1 + P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Sella regolabile in profondità	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Tubo sella con ammortizzatore	-	-	-	-	•
E-Tricycle	Modello elettrico a pedalata assistita	-	-	•	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

CONFIGURAZIONI

Manubrio



S1 - Manubrio ad U classico



S2 - Manubrio ad V piatto



S3 - Manubrio tipo Citybike



S4 - Manubrio rettangolare



S5 - Staffa di sterzo regolabile (-10° a +50°)



D1 - Blocco rotazione a 360°

Guida



06 - Pignone fisso



01 + B
Pignone libero



B1 - Freno a tamburo inserito nell'asse della ruota anteriore



02 - Freno a pedale



03 - Cambio a 3 rapporti
07 - Cambio a 7 rapporti



E13 - Hometrainer

Sostegno



P1 - Supporto pelvico



P2 - Supporto schiena



P3 - Supporto pelvico e supporto per la schiena



E9 - Cintura blocco mani



E10 - Cintura blocco mani



E11 - Guanto blocco mani

ED O P Z I O N I

Varie



BAT 9 - Batteria versione-E 9A



P4 - Sella regolabile in profondità (140 mm)



P5 - Tubo sella con ammortizzatore



E12 - Sella comfort



E1 - Maniglia di spinta (335 mm a 605 mm)



E14 - Cestino metallico anteriore

Pedali e supporto piedi



F1 - Pedali con cinghie



F2 - Pedali con cinghie a clip



F3 - Appoggio piede con chiusura a velcro



F4 - Appoggio piede con chiusura a velcro e supporto caviglia



F5 - Pedali con lunghezza regolabile in 2 posizioni (22 mm)



E2 -Kit luci anteriore posteriore

Accessori



E3 - Contachilometri



E4 - Cestino solo per modello Vintage



E5 - Bauletto volume: 30 litri



E6 - Porta stampelle



E7 - Porta borraccia (borraccia non inclusa)




E8 - Specchietto retrovisore

VERMEIREN ITALIA srl
Via Ramazzotti 12
20045 Lainate

Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



VERMEIREN
we care for you