



Sedna PREMIUM

S e m p r e m o b i l e

I Sedna sono perfetti da portare con sé poiché sono pieghevoli in pochi secondi. Sono progettati con una batteria al litio rimovibile con sicurezza antifurto e pneumatici gonfiabili. Dotato di sedile girevole e braccioli pieghevoli.



VERMEIREN
we care for you

Trasporto

Lo scooter **Sedna Premium** è lo scooter da trasporto perfetto. Leggero, compatto e pieghevole. Ideale per brevi distanze e maneggevole, consente di muoversi in stanze piccole, ristoranti e negozi.

Colori



Opzioni: Sacchetto



Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Stiamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Sedna Premium** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Dati tecnici

■ Larghezza totale	530 mm
■ Altezza totale	870 mm
■ Lunghezza totale	960 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Larghezza sedile	820 mm
■ Altezza bracciolo	24V - 10,5 Ah

■ Autonomia	14 km*
■ Potenza	270 W
■ Velocidad	6 km/h*
■ Peso	31,6 kg
■ Portata massima	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.
* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

