



Bobby

Carrozzina da trasporto

La carrozzina di trasferimento deve essere leggera, facile da maneggiare e pieghevole in pochi secondi. Grazie alle pedane estraibili, allo schienale pieghevole e alla cintura di sicurezza, questo modello identifica perfettamente la carrozzina di trasferimento.



VERMEIREN
we care for you

Silla de transferencia plegable ligera

La carrozzina da trasporto mod. **Bobby** è studiata per il trasporto delle persone. Il suo telaio in alluminio e le ridotte dimensioni, la rendono particolarmente adatta sia agli ambienti domestici che all'esterno. Grazie al suo peso ridotto ed allo schienale abbattibile, il posizionamento a bordo della propria auto risulta facilitato.

- Braccioli tubolari ribaltabili e imbottiti
- 2 freni manuali
- Freni per accompagnatore
- Piatti pedana con angolazione regolabile
- Cinturino ferma talloni regolabili



Pieghevole con tasca porta documenti



Piedino per il superamento degli ostacoli



Freni di stazionamento



Pieghevole in pochi secondi



Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Bobby** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	575 / 635 mm
■ Altezza totale	940 mm
■ Lunghezza totale	950 mm
■ Larghezza piegata	270 mm
■ Larghezza sedile	420 / 480 mm
■ Altezza bracciolo	220 mm

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	380 mm
■ Profondità sedile	420 mm
■ Peso	12,2 kg
■ Peso massimo dell'utente	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

**Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.**

