

Una mobilità migliorata

Goditi i benefici di una mobilità migliorata, di una riduzione dello sforzo fisico e della possibilità di partecipare più attivamente alle attività quotidiane.



moost

MOBILITY BOOSTER



Moost Catalogo

#wecare

Autonomia estesa

Percorri distanze più lunghe senza stancarti, perfetto per lo shopping, le attività all'aperto e molto altro.

**Ottieni il
potere di
muoverti
liberamente**



Conserva le tue energie per ciò che conta davvero

Trasforma la tua mobilità

MOOST è un dispositivo di assistenza elettrica che si aggancia e si sgancia facilmente dalla tua sedia a rotelle, fornendoti potenza extra ogni volta che ne hai bisogno. Questo sistema di azionamento moderno e sportivo migliora significativamente la tua mobilità, fungendo da Mobility Booster, così puoi risparmiare energia per altre attività.

MOOST: il tuo potenziatore di mobilità

Con MOOST, puoi risparmiare energia eliminando la necessità di muoverti autonomamente durante le attività quotidiane e di routine. Questo ti consente di conservare le energie per altre attività importanti durante la giornata.

MOOST aiuta a prevenire gli infortuni ai muscoli della cuffia dei rotatori delle spalle, riducendo lo sforzo e l'usura spesso associati alla propulsione manuale della sedia a rotelle. Ciò significa che è possibile mantenere una migliore salute delle spalle ed evitare il dolore e il disagio associati agli infortuni da sovraccarico.

Inoltre, MOOST favorisce l'integrazione sociale, liberando le mani quando si pedala insieme ad amici o familiari. Godetevi più tempo di qualità e interazioni sociali senza il fastidio di dover manovrare costantemente la sedia a rotelle.



A person with short brown hair and sunglasses is seen from behind, sitting in a black and red motorized wheelchair. They are on a paved path that runs alongside a bridge with a metal railing and chain-link fence. The background shows green trees and a clear blue sky. The wheelchair has 'moost' written on the backrest.

Utilizzo versatile

Ideale sia per l'uso quotidiano che per le occasioni speciali, adattabile a diversi modelli di sedia a rotelle.

Pendenze senza sforzo

Che tu stia affrontando pendenze ripide o dolci colline, MOOST fornisce la potenza extra necessaria per superare i pendii con facilità, riducendo sforzo e affaticamento.

Sui terreni pianeggianti, MOOST garantisce una pedalata fluida e senza sforzo, consentendoti di conservare le energie per altre attività.

**MOBILITÀ MIGLIORATA IN
UNA VARIETÀ DI SITUAZIONI**



Aumentiamo la tua mobilità

Che tu stia guidando su ghiaia, strade bagnate o superfici lisce, MOOST ti garantisce di arrivare a destinazione in sicurezza. Il design delle ruote, abbinato a una propulsione innovativa, garantisce prestazioni affidabili su qualsiasi terreno.

Il battistrada bidirezionale della ruota elimina l'attrito in curva, garantendo una rotazione fluida e agevole senza alcuna resistenza. Consente inoltre un movimento all'indietro senza attrito.



Come funziona

Comfort e sicurezza



MOOST è dotato di un quadrante centrale che funge anche da pulsante di avvio/arresto, offrendoti un'esperienza senza pensieri in cui la tua unica preoccupazione è raggiungere la tua destinazione.

Una volta acceso MOOST, è sufficiente premere la manopola del display per attivare l'assistenza motorizzata. È quindi possibile regolare facilmente la velocità ruotando la manopola del display.

Per interrompere l'assistenza, premere la manopola del display.

Premendolo di nuovo, l'assistenza tornerà gradualmente all'ultima velocità impostata.



**Moost è progettato per un uso universale,
supportando sia i modelli di sedie a rotelle
rigide (con telaio fisso) che quelli pieghevoli.**



Telaio pieghevole
Carrozzina standard



Telaio rigido
Carrozzina attiva



Telaio pieghevole
Carrozzina attiva

Raggiungi la tua destinazione senza sforzo e senza stress

Autonomia fino a

#wecare

20KM



Velocità massima fino a

#wecare

6KM/H





Miglioramento della qualità della vita

"Sono rimasto colpito dalla facilità con cui ho imparato ad usare il controller. Dopo solo pochi minuti, mi sono sentito sicuro. Potevo muovermi senza sforzo o sudare! Mi permette davvero di risparmiare energie per le cose che contano davvero."

Alex R
Utente su sedia a rotelle

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12

20045 Lainate (MI) Italia

info@vermeiren.it - www.vermeiren.it