



Bretagne

Poltrona relax

Bretagne è una poltrona relax realizzata da **VERMEIREN**. Può essere collocata in qualsiasi stanza e crea un'atmosfera accogliente. Questa poltrona è stata sviluppata con un carattere lussuoso. È personalizzabile per soddisfare.



VERMEIREN
we care for you

Comfort

Bretagne è disponibile con o senza ruote. Le ruote sono dotate di freni ed inoltre in questa versione, la poltrona viene fornita con maniglione di spinta di serie. In questo modo muoverla sarà facile e sicuro.

Bretagne può essere fornita con diversi colori sia del legno che del rivestimento. In questo modo può adattarsi ai vostri gusti, per ottenere la poltrona più adatta ai vostri interni.



Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Bretagne** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Rivestimento

marrone
scuro
pelle artifi-
ciale

marrone
chiaro
pelle artifi-
ciale

nero
pelle
artificiale

Telaio

marrone
scuro

marrone
chiaro



Dati tecnici

■ Larghezza totale	620 mm
■ Altezza totale	1180 mm (1260 mm*)
■ Lunghezza totale	880 mm
■ Schienale inclinato	13° - 45°
■ Larghezza sedile	500 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm

■ Altezza sedile	505 mm (555 mm*)
■ Altezza schienale	750 mm
■ Profondità sedile	480 mm
■ Peso	32,5 kg (34,75 kg*)
■ Peso massimo dell'utente	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Con le ruote. Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you