



Goliat

Linea bariatrica

Goliat è un rollator a 4 ruote, robusto e con portata massima di 200 kg. Dotato di schienale di sicurezza, freni multifunzione e cestino rimovibile. Fornisce una doppia possibilità di regolazione, così da adattarsi anche a persone più alte: sia le maniglie di spinta che la base del rollator sono infatti regolabili in altezza grazie a un semplice sistema a pressione.

■ Larghezza totale	650 mm
■ Lunghezza totale	750 mm
■ Altezza sedile	490 - 560 mm
■ Larghezza sedile	470 mm
■ Profondità del sedile	410 mm
■ Maniglie di spinta	830 - 1020 mm
■ Freni multifunzione con funzione di blocco	
■ Peso totale	10,7 kg
■ Portata massima	200 kg
■ Cestello di carico massimo	5 kg
■ Colori	rosso/argento
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

