

FOREST 3

Forest 3
Carrozzina elettronica a trazione posteriore
con eccellenti prestazioni nell'uso esterno
e ottime possibilità di utilizzo in ambienti interni



		Prezzo	Immagine
Configurazione standard		€ 4,000.00	
S = Standard O = scelta senza extra costi □ = scelta con extra costi - = non possibile			

CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE				
Motore				
	6 km/h	S		
	10 km/h	□	€ 457.00	
	14 km/h	□	€ 920.00	
Larghezza seduta				
	400 mm	O		
	420 mm non possibile con schienale L34	O		
	450 mm	O		
	480 mm non possibile con schienale L34	O		
	500 mm	O		
Profondità seduta				
	420 mm	O		
	440 mm	O		
	460 mm	O		
	480 mm	O		
	500 mm	O		
	520 mm	O		
Altezza seduta				
	415 mm	O		
	435 mm solo in combinazione con seduta elettrica SE43	O		
	465 mm	O		
	480 mm solo in combinazione con lift SE42	O		

JOYSTICK

R	Destra	O		
L	Sinistra	O		
Swing-away				
SE53	Controller swing-away	S		

SE53Z	Swing-away orientabile e ribaltabile	☐	€ 80.00	
SE53A	Swing-away orientabile con 3 posizioni di bloccaggio regolabili	☐	€ 32.50	
	Controller standard	S		
REM 150	REM 150 controller 6km/h + Luci Opzione con SE19, senza opzioni elettriche	☐	€ 125.00	
	REM 150 controller 10 km/h + Luci Opzione con SE19, senza opzioni elettriche	☐		
	REM 150 controller 14 km/h + Luci Opzione con SE19, senza opzioni elettriche	☐		
REM2XX	Controller REM 200 Possibile solo con opzione elettrica	☐		
LCD	Controller LCD touch screen	☐	€ 567.50	
SE68	Leve speciali per tetraplegici per commutare le funzioni sul joystick con display LCD	☐	€ 467.50	
SE64 - fixed	Controllo remoto attuatori - fissato al bracciolo Saranno posizionati sul lato opposto rispetto al comando, in combinazione con SE53Z e SE53A. Se SE64 deve essere montato sullo stesso lato del joystick, ciò è possibile solo in combinazione con SE53.	☐	€ 470.00	
SE64 - swivel	Comandi degli attuatori remoti - sul supporto orientabile del joystick Sarà posizionato sul lato opposto rispetto al comando in combinazione con SE53Z e SE53A. Se SE64 deve essere montato sullo stesso lato del joystick, ciò è possibile solo in combinazione con SE53.	☐	€ 470.00	
Opzioni Joystick				
SE04	Comando a mento con braccio articolato e REM400, Joystick (LCD screen) Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 2,392.50	
SE04E	Comando a mento con braccio elettrico articolato e REM400, Joystick (LCD screen) Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 2,817.50	
SE104	Controllo a mento con braccio articolato e schermo REM500 installato con braccio orientabile e flessibile Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 3,242.50	
SE104E	Controllo a mento con braccio articolato elettrico e schermo REM500 installato con braccio orientabile e flessibile Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 3,667.50	
SE08	Comando posteriore (controlle posizionato sullo schienale)	☐	€ 80.00	
SE09	Comando per accompagnatore (2° controller posizionato sullo schienale)	☐	€ 860.00	
SE50	V-stab	☐	€ 1,017.50	
SE55	Joystick rinforzato	☐	€ 3,687.50	
SE63	Joystick softball	☐	€ 97.50	
SE82	Comandi a pulsante	☐	€ 1,377.50	

SE83	Mini joystick	☐	€ 4,042.50	
XD	Modulo di potenza rinforzato (120A)	☐	€ 407.50	

BRACCIOLI					
	Imbottitura bracciolo PU	S			
	Imbottitura bracciolo soft touch comfort	☐	€ 70.00		
	Imbottitura bracciolo in pelle artificiale	☐	€ 35.00		
B66O	Bracciolo inclinabile in PU con sagomatura interna non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 52.50	
B66M	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 142.50	
B66ML	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - lungo non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 180.00	
B66MA	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - anatomico non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 152.50	
B66MAL	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - anatomico - lungo non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 187.50	
B66OM	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 277.50	
B66OML	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile - lungo non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 347.50	
B66OMA	Bracciolo emiplegico con supporto palmare anatomico - orientabile non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 290.00	
B66OMAL	Bracciolo emiplegico con supporto palmare anatomico - orientabile - lungo non in combinazione con B15, tavolino B15A, specchietto SE74A, SE16	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 357.50	

PEDANE					
B06	Pedana estraibile	S			
BA6	Pedana estraibile versione corta (7cm più corta)	☐			
BK6	Pedana con piatto pedana singolo	☐	€ 52.50		

APPOGGIAGAMBE MANUALI


BZ10	Pedana monoblocco con appoggiagambe e sponde laterali	☐	€ 252.50	
BZ7	Appoggiagambe articolato con compensazione della lunghezza, con pedana articolata (70 mm più lunga)	☐	€ 145.00	
BZ8	Appoggiagambe articolato con compensazione della lunghezza, con pedana articolata	☐	€ 145.00	
BK7	Supporto per amputato sinistro	☐	€ 115.00	
BL7	Supporto per amputato destro	☐	€ 115.00	
BZE	Appoggiagambe articolato elettrico	☐	€ 1,072.50	

COLORI (telaio)

		Opaco		Lucido			
C4	Bright red	○		○		-	
C5	Black	○		○		-	
C8	Yellow	○		○		-	
C29	Silver	○		○		-	
C53	Orange	○		○		-	
C55	Inox	○		○		-	
C56	Metallic blue	○		○		-	
C59	Champagne	○		○		-	
C71	Mirror blue	-		○		-	
C72	Mirror red	-		○		-	
C73	Mirror lime green	-		○		-	
C76	White	○		○		-	
C78	Mirror light blue	-		○		-	
C79	Soft blue	○		○		-	
C85	Bright green	○		○		-	
C87	Melon orange	○		○		-	
C88	Gold	○		○		-	
C89	Brown	○		○		-	
Colori aggiuntivi con supplemento: contattare il proprio referente commerciale						€ 215.00	

SCHIENALI

Tipologia di schienale

L34	Cuscino presagomato					
	Rivestimento Soft Touch (nero)	○				
	Rivestimento 3D net (nero)	☐	€ 142.50			
	Rivestimento in pelle artificiale (nero)	☐	€ 282.50			
L34 Tub	Schienale tubolare: cuscino presagomato regolabile + morsetti in alluminio					
	Rivestimento Soft Touch (nero)	○				
	Rivestimento 3D net (nero)	☐	€ 142.50			
	Rivestimento in pelle artificiale (nero)	☐	€ 282.50			
L44	Schienale tubolare con cinghie regolabili e rivestimento in nylon nero					
	Rivestimento in Nylon	○				
	Rivestimento Soft Touch (nero)	○				
	Rivestimento 3D net (nero)	☐	€ 72.50			
	Rivestimento in Nylon PLUS	○				

SEDUTE				
L35	Cuscino presagomato			
	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐		
	Rivestimento in rete 3D (nero)	☐	€ 142.50	
	Rivestimento 3D + Nylon PLUS	☐	€ 142.50	
	Rivestimento in pelle artificiale (nero)	☐	€ 282.50	
Cuscino presagomato con velcro				
L16F	No cushion (wooden plate)	☐		
L16F+L35 Soft	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐		
L16F+L35 Net/Cord	Rivestimento 3D + Nylon PLUS	☐	€ 142.50	
L16F+L35 Skaï	Rivestimento in pelle artificiale (nero)	☐	€ 282.50	
L16F+B23 nylon	Rivestimento in nylon	☐		

REGOLAZIONI DELLA SEDUTA E DELLO SCHIENALE				
SE30	Regolazione basculamento manuale	☐		
SE34	Regolazione reclinazione schienale manuale	☐		
SE36	Regolazione reclinazione schienale manuale fino a 30° con gas spring	☐	€ 157.50	
SE39	Basculamento elettrico (20°) e schienale elettrico con reclino (30°) (2 attuatori) (altezza della seduta senza cuscino: 415 o 465 mm)	☐	€ 780.00	
SE40	Basculamento elettrico (20° - 1 attuatore) (altezza della seduta senza cuscino: 415 o 465 mm)	☐	€ 390.00	
SE41	Basculamento elettrico (30° - 1 attuatore) (altezza della seduta senza cuscino: 415 o 465 mm)	☐	€ 390.00	
SE42+SE40	LIFT 300 mm, basculamento elettrico (45°) (2 attuatori) (altezza della seduta senza cuscino: 480 mm)	☐	€ 2,472.50	
SE42+SE39	LIFT 300 mm, basculamento elettrico (45°) reclino elettrico (30°) (3 attuatori) (altezza della seduta senza cuscino: 480 mm)	☐	€ 2,865.00	
SE43	Basculamento elettrico (50°) (1 attuatore) (altezza della seduta senza cuscino: 435 mm)	☐	€ 1,247.50	
SE43+SE41	Basculamento elettrico (50°) reclino elettrico (30°) (2 attuatori) (altezza della seduta senza cuscino: 435 mm)	☐	€ 1,642.50	
E SE48	Memoria della posizione della seduta solo con controller LCD	Combinazioni possibili: ☐ SE39 ☐ SE39, SE42 ☐ SE39, SE43	€ 800.00	

RUOTE E PNEUMATICI				
Ruote anteriori				
9"	(230 mm)			
	Pneumatico nero, cerchio nero, battistrada liscio	☐		
	Pneumatico grigio, cerchio nero, battistrada liscio	☐		
	Pneumatico antiforatura nero, cerchio nero, battistrada liscio	☐	€ 115.00	
10"	(260 mm)			
	Pneumatico nero, cerchio nero, battistrada tassellato	☐		

	Pneumatico grigio, cerchio nero, battistrada liscio	○		
	Pneumatico grigio, cerchio nero, battistrada tassellato	□	€ 115.00	
	Pneumatico antiforatura nero, cerchio nero, battistrada tassellato	□	€ 115.00	
	Pneumatico antiforatura nero, cerchio nero, battistrada liscio	□	€ 115.00	
Rear wheels (3.00 x 8)				
	Pneumatico nero, cerchio nero, battistrada tassellato	○		
	Pneumatico nero, cerchio nero, battistrada liscio	○		
	Pneumatico grigio, cerchio nero, battistrada tassellato	□	€ 115.00	
	Pneumatico antiforatura nero, cerchio nero, battistrada tassellato	□	€ 115.00	

POGGIATESTA					
L55	Poggiatesta regolabile in altezza		☐	€ 150.00	
L55B	Supporto cervicale regolabile	☐ black soft	☐	€ 87.50	
L58	Poggiatesta regolabile in altezza e profondità (stepless)		☐	€ 167.50	
L58C	Poggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione		☐	€ 205.00	

OPZIONI SEDUTA					
SE16	Sponde laterali (in plexiglass) non in combinazione con B66 / B660		☐	€ 80.00	
B22	Cuneo divaricatore non compatibile con altezza seduta 415 mm		☐	€ 52.50	
L04	Pelotte di spinta non compatibile con braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 42.50	
L04S	Pelotte di spinta (small) non compatibile con braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 42.50	
L04TL	Pelotte di spinta non compatibile con braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 112.50	
L04TS	Pelotte di spinta (small) non compatibile con braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 107.50	

OPZIONI GENERALI				
B15	Tavolino in plexiglass	☐	€ 127.50	
B15A	Tavolino in plastica utilizzabile solo con sistema swing-away. L'alimentazione deve essere disattivata	☐	€ 127.50	
B31	Portastampelle non in combinazione con SE42 e SE43	☐	€ 72.50	
B52	Asta portaflebo	☐	€ 72.50	
B58	Cintura di sicurezza	S		
SE01	Parafanghi	☐	€ 52.50	
SE06	Presa USB	☐	€ 305.00	

SE18	Bloccasterzo	☐	€ 127.50	
SE19	Luci a LED	☐	€ 470.00	
SE58	Agganci di sicurezza per trasporto in auto	S		
SE24	Porta bevande	☐	€ 47.50	
SE26	Maniglione di spinta compatibile solo con L34	☐	€ 47.50	
SE27	Baule posteriore non in combinazione con schienale tubolare, SE42, SE43, L55, SE26	☐	€ 97.50	
SE28	Luggage rack not in combination with SE42 & SE43	☐	€ 220.00	
SE37	Supporto laterale femore	☐	€ 157.50	
E SE 47	Supporto per il polso per comando accompagnatore SE08	☐	€ 62.50	

SE74	Specchietto retrovisore (1 pezzo) non in combinazione con B66 / B660 / B15, B15A	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 32.50	
SE74A	Specchietto retrovisibile ribaltabile (1 pezzo) non in combinazione con B66, B660, B15, B15A sarà montato sul lato opposto rispetto al comando	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 80.00	
SE49	Bag Forest 3		☐	€ 45.00	

	Soluzioni posturali – per l'ordine fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex
	Soluzioni di seduta e posizionamento – fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro
<i>La disponibilità può variare a seconda del paese.</i> <i>Per informazioni aggiornate su tutte le possibilità disponibili, consultare il proprio responsabile commerciale.</i>	