

SIGMA230

Scegliere il design non significa accettare dei compromessi sulla funzionalità. Per gli utenti che richiedono qualcosa in più, abbiamo creato il modello SIGMA 230. La carrozzina SIGMA 230 è basata sul modello Sigma standard ma possiede ruote anteriori più grandi, forche anteriori in acciaio e una maggiore altezza per il superamento degli ostacoli fino a 65 mm.



	Prezzo	Immagine
Configurazione standard	€ 4,455.00	
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile		

CONFIGURAZIONE				
Motore				
	6 km/h	S		
	10 km/h	□	€ 4,617.50	
Larghezza seduta				
	400 mm	O		
	420 mm	O		
	450 mm	O		
	480 mm	O		
	500 mm	O		
Profondità seduta				
	420 mm	O		
	440 mm	O		
	460 mm	O		
	480 mm	O		
	500 mm	O		
	520 mm	O		
Altezza seduta	(misurata dal telaio seduta senza cuscino)			
	435 mm	O		
	450 mm	O		
	453 mm (se si sceglie SE43)	O		
	465 mm	O		
	468 mm (se si sceglie SE43)	O		
	478 mm (se si sceglie SE42)	O		
	480 mm	O		
	483 mm (se si sceglie SE43)	O		
	495 mm	O		
	498 mm (se si sceglie SE43)	O		
	513 mm (se si sceglie SE43)	O		

COMANDI				
D	Destra (Right)	☐		
S	Sinistra (Left)	☐		
Swing-away				
SE53	Comando swing-away	S		
SE53Z	Comando swing-away con spostamento verso il basso	☐	€ 80.00	
SE53A	Comando swing-away con 3 posizioni di blocco regolabili	☐	€ 32.50	
TIPI DI COMANDO				
REM2XX	Comando REM 200	S		
LCD	Comando con touch screen LCD integrato	☐	€ 567.50	
SE64 - fixed	Comandi a distanza per gestione attuatori - fissati sul bracciolo Saranno posizionati sul lato opposto del comando in combinazione con SE53Z e SE53A. Se SE64 deve essere assemblato sullo stesso lato del joystick, è possibile solo in combinazione con SE53.	☐	€ 470.00	
SE64 - swivel	Comandi a distanza per gestione attuatori - con joystick swing-away Saranno posizionati sul lato opposto del comando in combinazione con SE53Z e SE53A. Se SE64 deve essere assemblato sullo stesso lato del joystick, è possibile solo in combinazione con SE53.	☐	€ 470.00	
XD	Modulo di alimentazione 120 A - potenza crescente	☐	€ 370.00	
OPZIONI DI COMANDO				
SE04	Comando a mento con braccio articolato e REM400, Joystick (LCD screen) Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 2,392.50	
SE04E	Comando a mento con braccio elettrico articolato e REM400, Joystick (LCD screen) Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 2,817.50	
SE104	Controllo a mento con braccio articolato e schermo REM500 installato con braccio orientabile e flessibile Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 3,242.50	
SE104E	Controllo a mento con braccio articolato elettrico e schermo REM500 installato con braccio orientabile e flessibile Poggiatesta L58 incluso	☐	€ 3,667.50	
SE08	Comando posteriore (posizionato sullo schienale)	☐	€ 80.00	
SE09	Comando per accompagnatore (secondo comando per accompagnatore posizionato sullo schienale)	☐	€ 860.00	
SE55	Joystick rinforzato	☐	€ 3,875.00	
SE63	Joystick con impugnatura a pallina morbida	☐	€ 97.50	
SE68	Interruttori a levetta solo in combinazione con il comando LCD	☐	€ 470.00	
SE82	Comando a pulsante	☐	€ 1,515.00	

SE83	Mini joystick	☐	€ 4,112.50	
------	---------------	--------------------------	------------	---



BRACCIOLI				
	Imbottitura braccioli in PU	S		
	Imbottitura braccioli Soft Touch Comfort	☐	€ 70.00	
	Imbottitura braccioli in pelle artificiale	☐	€ 35.00	
B66O	Bracciolo in PU senza imbottitura reclinabile non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 52.50	
B66M	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 142.50	
B66ML	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello lungo non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 180.00	
B66MA	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 152.50	
B66MAL	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 187.50	
B66OM	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - orientabile non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 277.50	
B66OML	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello orientabile lungo non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 347.50	
B66OMA	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico orientabile non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 290.00	
B66OMAL	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo orientabile non in combinazione con B15, B15A, specchietto SE74A o SE16	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 357.50	

PEDANE				
B06	Pedane estraibili	S		
BA6	Pedane estraibili corte (7 cm in meno)	☐		
BK6	Piatto pedana unico	☐	€ 52.50	

PEDANE ELEVABILI MANUALMENTE				
BZ10	Pedane regolabili manualmente con supporto polpaccio	☐	€ 252.50	
BZ10E	Pedane regolabili automaticamente con supporto polpaccio	☐	€ 1,072.50	
BZ10M	Pedana manuale con piatto pedana centrale	☐	€ 252.50	

BZ7	Pedane articolate con correzione della lunghezza con panchetto articolato (70 mm in più)	☐	€ 145.00	
BZ8	Pedane articolate con correzione della lunghezza con panchetto articolato	☐	€ 145.00	
BK7	Pedana per amputati	☐	€ 115.00	
BL7	Pedana per amputati	☐	€ 115.00	
BZE	Pedane elettriche articolate	☐	€ 975.00	

COLORI (telaio)							
		Opaco		Lucido			
C4	Bright red	☐		☐		-	
C5	Black	☐		☐		-	
C8	Yellow	☐		☐		-	
C29	Silver	☐		☐		-	
C53	Orange	☐		☐		-	
C55	Inox	☐		☐		-	
C56	Metallic blue	☐		☐		-	
C59	Champagne	☐		☐		-	
C71	Mirror blue	-		☐		-	
C72	Mirror red	-		☐		-	
C73	Mirror lime green	-		☐		-	
C76	White	☐		☐		-	
C78	Mirror light blue	-		☐		-	
C79	Soft blue	☐		☐		-	
C85	Bright green	☐		☐		-	
C87	Melon orange	☐		☐		-	
C88	Gold	☐		☐		-	
C89	Brown	☐		☐		-	
Altri colori sono possibili con costi aggiuntivi: rivolgersi al rappresentante di vendita						€ 215.00	

SCHIENALE							
Tipi di schienale							
L34	Cuscino preformato						
	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐					
	Rivestimento 3D Net (nero)	☐	€ 142.50				
	Rivestimento in pelle artificiale (nera)	☐	€ 282.50				
L34 Tub	Schienale tubolare: con cuscino preformato regolabile con morsetti in alluminio						
	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐					
	Rivestimento 3D Net (nero)	☐	€ 142.50				
	Rivestimento in pelle artificiale (nera)	☐	€ 282.50				
L44	Schienale tubolare con cinghie regolabili e rivestimento in nylon nero						
	Rivestimento in nylon	☐					
	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐					
	Rivestimento 3D Net (nero)	☐	€ 72.50				
	Rivestimento nylon PLUS	☐					

SEDUTA				
L35	Cuscino della seduta preformato			
	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐		
	Rivestimento 3D Net (nero)	☐	€ 142.50	
	Rivestimento 3D Net + nylon PLUS	☐	€ 142.50	
	Rivestimento in pelle artificiale (nera)	☐	€ 282.50	
Cuscino della seduta preformato con Velcro				
L16F	Senza cuscino (piastra in legno)	☐		
L16F+L35 Soft	Rivestimento Soft Touch (nero)	☐		
L16F+L35 Net/Cord	3D NET + nylon PLUS	☐	€ 142.50	
L16F+L35 Skaï	Rivestimento in pelle artificiale (nera)	☐	€ 282.50	
L16F+B23 Nylon	Rivestimento in nylon	☐		

REGOLAZIONE SEDUTA E SCHIENALE				
SE30	Regolazione manuale della seduta	☐		
SE34	Regolazione manuale dello schienale	☐		
SE36	Schienale manuale; inclinazione a 30° con pistone	☐	€ 157.50	
SE39	Regolazione elettrica dell'inclinazione della seduta (20°) e dello schienale (30°) (2 attuatori) (altezza seduta senza cuscino: 435 o 495 mm)	☐	€ 780.00	
SE40	Regolazione elettrica della seduta (20° - 1 attuatore) altezza seduta senza cuscino: 435 o 495 mm)	☐	€ 390.00	
SE41	Regolazione elettrica dello schienale (30° - 1 attuatore) (altezza seduta senza cuscino: 435 o 495 mm)	☐	€ 390.00	
SE42+SE40	LIFT di 300 cm con regolazione elettrica della seduta (45°) (2 attuatori) (altezza seduta senza cuscino: 480 mm) non in combinazione con schienale tubolare L44	☐	€ 2,472.50	
SE42+SE39	LIFT di 300 mm con regolazione elettrica della seduta (45°) e dello schienale (30°) (3 attuatori) (altezza seduta senza cuscino: 480 mm) non in combinazione con schienale tubolare L44	☐	€ 2,865.00	
SE43	Regolazione elettrica dell'inclinazione della seduta (50°) (1 attuatore) (altezza seduta senza cuscino: 435 mm)	☐	€ 1,247.50	
SE43+SE41	Regolazione elettrica dell'inclinazione della seduta (50°) e dello schienale (30°) (2 attuatori), altezza seduta senza cuscino: 435	☐	€ 1,642.50	
E SE48	Posizione seduta memory solo con comando LCD	Possibile combinazione con ☐ SE39 ☐ SE39, SE42 o SE 43 ☐ SE39, BZ10E ☐ SE39, BZ10E, SE42 o SE 43	☐	€ 800.00

RUOTE E PNEUMATICI				
Ruote anteriori				
230 mm				
	Pneumatici Rolkofill neri tassellati	☐		
	Pneumatici grigi tassellati	☐		
Ruote posteriori (3.00 x 8)				
	Pneumatici neri, cerchio nero, lisci	☐		
	Pneumatici neri, cerchio nero, tassellati	☐		

	Pneumatici grigi, cerchio nero, lisci	☐	€ 115.00	
	Pneumatici neri antiforatura, cerchio nero, lisci	☐	€ 115.00	

SELEZIONE DELL'APPOGGIATESTA

L55	Appoggiatesta	☐	€ 150.00	
L55B+L34	Appoggiatesta regolabile	☐	€ 50.00	
	○ Nero Soft			
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità (regolazione continua)	☐	€ 167.50	
L58C	Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione	☐	€ 205.00	

OPZIONI SEDUTA

SE16	Protezione abiti laterale (in plexi) non in combinazione con B66 / B660 non possibile con SE74 e SE74A	☐	€ 80.00	
B22	Cuneo divaricatore	☐	€ 52.50	
L04	Pelotta di spinta laterale non compatibile con braccioli tipo B66	☐	€ 42.50	
	○ Sinistro ○ Destro			
L04S	Pelotta di spinta laterale (piccola) non compatibile con braccioli tipo B66	☐	€ 42.50	
	○ Sinistro ○ Destro			
L04TL	Supporto laterale per il tronco non compatibile con braccioli tipo B66 non possibile con TUB+L44	☐	€ 112.50	
L04TS	Supporto laterale per il tronco - piccolo non compatibile con braccioli tipo B66 non possibile con TUB+L44	☐	€ 107.50	

OPZIONI GENERALI

B15	Tavolo in plexi	☐	€ 127.50	
B15A	Tavolo in plastica Può essere usato solo con sistema swing-away. È necessario spegnere il dispositivo.	☐	€ 127.50	
B31	Porta stampelle non in combinazione con SE42 e SE43	☐	€ 72.50	
B52	Asta portaflebo	☐	€ 72.50	
B58	Cintura di sicurezza	S		
SE01	Parafango	☐	€ 47.50	
SE06	Porta USB per ricarica	☐	€ 305.00	
SE19	Luci a LED	☐	€ 470.00	

SE58	Agganci di sicurezza per mezzi di trasporto	S		
SE24	Portabicchieri	☐	€ 47.50	
SE26	Barra a spinta compatibile solo con L34	☐	€ 47.50	
SE27	Bauletto non in combinazione con schienale tubolare, SE42, SE43, L55, SE26	☐	€ 97.50	
SE28	Portabagagli non in combinazione con SE42 e SE43	☐	€ 220.00	
SE37	Pelotta di spinta laterale per il femore non possibile con SE16	☐	€ 157.50	
E SE 47	Supporto per il polso per il comando accompagnatore SE08	☐	€ 62.50	
SE74	Specchietto (1 pezzo) non in combinazione con B66, B66O, B15, B15A	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 32.50	
SE74A	Specchietto swing-away (1 pezzo) non in combinazione con B66, B66O, B15, B15A sarà montato sulla parte opposta rispetto al comando	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 80.00	

	Soluzioni posturali - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex
	Soluzioni per seduta e posizionamento - fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro
<i>La disponibilità può variare a seconda del paese.</i> <i>Per informazioni aggiornate su tutte le possibilità disponibili, consultare il proprio responsabile commerciale.</i>	