

TRIGO T

La Trigo T è un'elegante carrozzina leggera e attiva, ideata appositamente per le persone che desiderano il massimo livello di comfort e mobilità. Ruote posteriori sportive dal look moderno (ruote ad estrazione rapida regolabili in altezza e inclinazione) con corrimano neri, freni facilmente accessibili e ruote anteriori (regolabili in altezza) da 3" a 6". La Trigo T è corredata da pedane regolabili ed estraibili e da una protezione abiti laterale anch'essa regolabile all'altezza desiderata. Il baricentro della carrozzina può essere modificato per accogliere al meglio ogni utente. A seconda della regolazione, il peso dell'utente e della carrozzina può essere distribuito maggiormente sul lato anteriore o posteriore.



*La fotografia illustrativa mostra la carrozzina con vari accessori

	Prezzo	Immagine
Configurazione standard	€ 1.600,00	
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile		

Telaio standard	S		
-----------------	---	--	--

DIMENSIONI SEDUTA

LARGHEZZA E PROFONDITÀ SEDUTA												
PROFONDITÀ A SEDUTA (cm)	LARGHEZZA SEDUTA (cm)											
	Crociera singola			Una crociera e mezza						Doppia crociera		
	Peso max utente 70 kg			Peso max utente 130 kg								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	Prezzo
32	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	senza costi aggiuntivi
34	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	senza costi aggiuntivi
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	senza costi aggiuntivi

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE (cm)	Dimensioni delle ruote anteriori					Prezzo
	ruote ant. 3"	ruote ant. 4"	ruote ant. 5"	ruote ant. 6"		
39	O	O	-	-		senza costi aggiuntivi
40	O	O	-	-		senza costi aggiuntivi
41	O	O	-	-		senza costi aggiuntivi
42	O	O	O	-		senza costi aggiuntivi
43	O	O	O	-		senza costi aggiuntivi
44	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
45	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
46	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
47	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
48	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
49	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
50	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi
51	O	O	O	O		senza costi aggiuntivi

È prevista una tolleranza di +/- 10 mm

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE

ALTEZZA SEDUTA POSTERIO- RE (cm)	Dimensioni delle ruote posteriori					Prezzo
	ruote post. 18"	ruote post. 20"	ruote post. 22"	ruote post. 24"	ruote post. 26"	
32,5	○	-	-	-	-	senza costi
33,5	○	○	-	-	-	aggiuntivi
34,5	○	○	-	-	-	senza costi
35,5	○	○	○	-	-	aggiuntivi
36,5	○	○	○	-	-	senza costi
37,5	○	○	○	-	-	aggiuntivi
38,5	○	○	○	○	-	senza costi
39,5	○	○	○	○	-	aggiuntivi
40,5	○	○	○	○	-	senza costi
41,5	○	○	○	○	○	aggiuntivi
42,5	-	○	○	○	○	senza costi
43,5	-	○	○	○	○	aggiuntivi
44,5	-	○	○	○	○	senza costi
45,5	-	-	○	○	○	aggiuntivi
46,5	-	-	○	○	○	senza costi
47,5	-	-	-	○	○	aggiuntivi
48,5	-	-	-	○	○	senza costi
49,5	-	-	-	○	○	aggiuntivi
50,5	-	-	-	-	○	senza costi
51,5	-	-	-	-	○	aggiuntivi
52,5	-	-	-	-	○	senza costi

Si prega di rispettare le seguenti differenze massime consigliate tra l'altezza della seduta anteriore e l'altezza della seduta posteriore:

- Per profondità seduta 32 cm - 36 cm: differenza massima di 4 cm
- Per profondità seduta 36 cm - 44 cm: differenza massima di 7 cm
- Per profondità seduta 44 cm - 50 cm: differenza massima di 10 cm

TABELLA ESPLICATIVA RUOTA ANTERIORE - RUOTA POSTERIORE VS. PROFONDITÀ SEDUTA

DIMENSIONI RUOTA ANTERIORE	DIMENSIONI RUOTA POSTERIORE				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 36 - 50	possibile profondità seduta 38 - 50	possibile profondità seduta 44 - 50
4"	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 36 - 50	possibile profondità seduta 38 - 50	possibile profondità seduta 44 - 50
5"	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 32 - 50	possibile profondità seduta 36 - 50	possibile profondità seduta 38 - 50	possibile profondità seduta 44 - 50
6"	possibile profondità seduta 38 - 50	possibile profondità seduta 38 - 50	possibile profondità seduta 40 - 50	possibile profondità seduta 40 - 50	possibile profondità seduta 44 - 50

BRACCIOLI

B82S fisso	Protezione abiti - alluminio non possibile con braccioli Bi5	○		
B82S-C fisso	Protezione abiti - carbonio non possibile con braccioli Bi5	□	€ 385,00	
B82 fisso	Parafango - alluminio non possibile con braccioli Bi5	□	€ 42,50	
Bi5	Bracciolo regolabile in altezza - modello lungo (33 cm) compatibile solo con profondità seduta 38-50 cm	□	€ 105,00	
Bi5S	Bracciolo regolabile in altezza - modello corto (20 cm) compatibile solo con profondità seduta 32-50 cm	□	€ 105,00	
Bi5 ALU	Bracciolo regolabile in altezza - modello lungo (33 cm) compatibile solo con profondità seduta 38-50 cm	□	€ 167,50	
Bi5S ALU	Bracciolo regolabile in altezza - modello corto (20 cm) compatibile solo con profondità seduta 32-36 cm	□	€ 167,50	

TUBE	Bracciolo tubolare in alluminio (ribaltabile) - 23 cm non in combinazione con schienale reclinabile o pieghevole	☐	€ 67,50	
TUBE-LONG	Bracciolo tubolare in acciaio (ribaltabile) - 28 cm non in combinazione con schienale reclinabile o pieghevole	☐	€ 105,00	
B82SL-A	Protezione abiti estraibile lunga - alluminio non possibile con braccioli Bi5	☐	€ 87,50	
B82S-C	Protezione abiti estraibile - carbonio non possibile con braccioli Bi5	☐	€ 340,00	
B82L-A	Parafango estraibile lungo - alluminio non possibile con braccioli Bi5	☐		
B82-C	Parafango estraibile - carbonio non possibile con braccioli Bi5	☐	€ 340,00	
B66	Bracciolo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 27,50	
B66O	Bracciolo scanalato regolabile	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 52,50	
B66M	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 142,50	
B66ML	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello lungo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 187,50	
B66MA	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 290,00	
B66MAL	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 357,50	
B66OM	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - orientabile	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 277,50	
B66OML	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello orientabile lungo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 347,50	
B66OMA	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico orientabile	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 290,00	
B66OMAL	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo orientabile	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 357,50	
B66S	Bracciolo emiplegico con cuscino Stabilo	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 285,00	

PEDANE				
BA6IN 70°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - più corta di 5 cm - telaio a 70° (30-38 cm)	☐		
BA6IN 80°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - più corta di 5 cm - telaio a 80° (30-38 cm)	☐		
BA6IN 90°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - più corta di 5 cm - telaio a 90° (30-38 cm) non in combinazione con ruote anteriori 6"	☐		
B06IN 70°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - telaio a 70°	☐		
B06IN 80°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - telaio a 80°	☐		
B06IN 90°	Pedane estraibili e ribaltabili con inclinazione regolabile della flessioestensione - telaio a 90° non in combinazione con ruote anteriori 6"	☐		

BK6 70°	Pedana monoblocco rimovibile con piatto unico - telaio a 70°	☐	€ 52,50	
BK6 80°	Pedana monoblocco rimovibile con piatto unico - telaio a 80° non in combinazione con ruote anteriori 6" non in combinazione con ruote anteriori 5" se profondità seduta ≤ 36 cm	☐	€ 52,50	
BK6 90°	Pedana monoblocco rimovibile con piatto unico - telaio a 90° non in combinazione con ruote anteriori 6" non in combinazione con ruote anteriori 5" se profondità seduta ≤ 36 cm	☐	€ 52,50	
BK7	Pedana sinistra per amputati (regolabile in altezza) non possibile se larghezza seduta ≤ 36 cm	☐	€ 115,00	
BL7	Pedana destra per amputati (regolabile in altezza) non possibile se larghezza seduta ≤ 36 cm	☐	€ 115,00	
BK7BL7	Pedana sinistra e destra per amputati (regolabile in altezza) non possibile se larghezza seduta ≤ 36 cm	☐	€ 227,50	
BZ8 IN	Pedane articolate corte, autoregolabili in lunghezza non possibile se larghezza seduta ≤ 36 cm e lunghezza parte inferiore della gamba ≤ 32 cm	☐	€ 145,00	

Lunghezza della pedana (seduta - pedana) in cm	
☐ 28 - possibile solo con profondità seduta 32-36 cm ☐ 29 - possibile solo con profondità seduta 32-36 cm ☐ 30 - possibile solo con profondità seduta 32 - 36 cm o BA6 ☐ 31 - possibile solo con profondità seduta 32 - 36 cm o BA6 ☐ 32 - possibile solo con profondità seduta 32 - 36 cm o BA6 ☐ 33 - possibile solo con profondità seduta 32 - 36 cm o BA6 ☐ 34 - possibile solo con profondità seduta 32 - 36 cm o BA6	La lunghezza del polpaccio deve essere almeno 5 cm in meno dell'altezza sedile anteriore selezionata.  ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46

COLORE							
		Opaco	Lucido				
C20	Blue (dark)				☐		
C29	Silver	☐	☐		☐		
C4	Red	☐	☐		☐		
C5	Black	S	☐		☐		
C53	Orange	☐	☐		☐		
C55	Inox	☐	☐		☐		
C56	Blue Metalic	☐	☐		☐		
C59	Champagne	☐	☐		☐		
C71	Blue Matal				☐	€ 87,00	
C72	Red Metal				☐	€ 87,00	
C73	Lime green metal				☐	€ 87,00	
C76	White	☐	☐		☐		
C78	Soft blue				☐		
C79	Light blue	☐	☐		☐		
C8	Yellow	☐	☐		☐		
C85	Grass green	☐	☐		☐		
C87	Melon orange	☐	☐		☐		
C88	Crown gold	☐	☐		☐		

C89	Red copper	☐	☐		☐		
Cxx	Altri colori sono possibili con costi aggiuntivi rivolgendosi ai nostri rappresentanti di vendita					☐	€ 87,00

SPECIFICHE DI SCHIENALE E MANIGLIE DI SPINTA

SELEZIONE DEL TIPO DI SCHIENALE (TELAIO)

	Schienale fisso	S		
	Schienale reclinabile (82°-102°) regolaz. angolazione con bullone, angolo standard: 90°	☐	€ 200,00	
	Schienale pieghevole e reclinabile (82°-102°) regolaz. angolazione con bullone, angolo standard: 90°	☐	€ 257,00	

SELEZIONE DEL TIPO DI MANIGLIE DI SPINTA

PH00	Senza maniglie di spinta	☐		
PH01	Maniglie di spinta fisse 12 cm	☐	€ 12,50	
PH02	Maniglie di spinta fisse 8 cm	☐	€ 12,50	
PH03	Maniglie di spinta pieghevoli	☐	€ 142,50	
PH04	Maniglie di spinta regolabili in altezza	☐	€ 77,50	
PH05	Maniglie di spinta con morsetti regolabili	☐	€ 142,50	
PH06	Maniglie di spinta pieghevoli regolabili in altezza	☐	€ 227,50	

	Tipi di maniglie di spinta	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	Prezzo
ALTEZZA FISSA	25 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	-
	35 cm	○	○	○	○	○	○	○	-
	37 cm	○	○	○	○	○	○	○	-
	39 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	41 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	43 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	45 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	47 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	49 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	51 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
ALTEZZA REGOLABILE	25-27, 5-30 cm	-	Δ	Δ	-	-	-	-	€
	30-32, 5-35 cm	Δ	○	○	Δ	-	-	-	€
	35-37, 5-40 cm	○	○	○	○	-	-	-	€
	40-42, 5-45 cm	○	○	○	○	-	-	-	€
	45-47, 5-50 cm	○	○	○	○	-	-	-	€

○ = possibile senza costi aggiuntivi | - = non possibile

Δ = possibile solo in combinazione con schienale ad angolo fisso | □ possibile con costi aggiuntivi

SELEZIONE DEL RIVESTIMENTO E DELL'IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

	Schienale standard - nylon	S		
L44	Schienale tensionabile	○ Nylon ○ Cordura ○ 3D Net	☐	€ 30,00
	Tasca su schienale	☐	€ 10,00	

DIMENSIONI SCHIENALE VICAIR

Altezza	cm	Larghezza				
		30	35	40	45	50
	32	☐	☐	☐	☐	☐
	40	☐	☐	☐	☐	☐
	48	☐	☐	☐	☐	☐
	56	☐	☐	☐	☐	☐

SPECIFICHE DELLA SEDUTA

	Tela fissa cuscino non incluso	S		
	Tela tensionabile cuscino non incluso	O		

SELEZIONE DEL CUSCINO DELLA SEDUTA

	Cuscino 5 cm imbottito rivestimento abbinato al rivestimento dello schienale	☐	€ 55,00	
	Cuscino 5 cm con strato superiore viscoelastico rivestimento abbinato al rivestimento dello schienale	☐	€ 115,00	
B24D	Cuscino 6 cm diviso rivestimento abbinato al rivestimento dello schienale	☐	€ 72,50	

RUOTE

Ruote anteriori

Tipi di ruote	Dimensioni delle ruote anteriori			
	ruote ant. 3"	ruote ant. 4"	ruote ant. 5"	ruote ant. 6"
Nero standard	☐	☐	☐	☐
Trasparente	☐	☐	☐	-
Alu - argento	☐	☐	☐	-
Alu - rosso	☐	☐	☐	-
Alu - blu	☐	☐	☐	-
Carbonio	-	☐	☐	-
LED	-	☐	☐	-



Ruote posteriori

Standard	Ruote 18" pneumatiche: Schwalbe Marathon Racer (pneumatiche)	☐	€ 200,00	
Design	20" Schwalbe Right Run nere (pneumatiche)	☐		
Design	22" Schwalbe Right Run nere	S		
	24" x 1 ALU nero, PU nero	☐		
	24" x 1 B74 ALU nero, LU nero solo in combinazione con freno a tamburo B74	☐		
	24" x 1 B74 ALU nero, PU nero solo in combinazione con freno a tamburo B74	☐		
Design	24" Alu Schwalbe Right Run nere	☐		
Design	24" Alu Schwalbe Marathon Plus	☐	€ 115,00	
Spirit	24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio	☐	€ 500,00	
Spirit	24" Red Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio rosso	☐	€ 555,00	

Spirit	24" Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio	☐	€ 555,00	
Spirit	24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio blu	☐	€ 500,00	
Spirit	24" Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio blu	☐	€ 555,00	
Spirit	24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio rosso	☐	€ 500,00	
Spinergy	24" Spinergy, Schwalbe Right Run nere non possibile con B330 e B330A	☐	€ 1.112,50	
Spinergy	24" Schwalbe Marathon Plus non possibile con B330 e B330A	☐	€ 1.112,50	
Off Road	24" Schwalbe Land Cruiser non compatibile con Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C	☐	€ 512,50	
Design	26" Schwalbe Right Run nere (pneumatiche)	☐	€ 72,50	
Design	26" Schwalbe Marathon Plus (pneumatiche)	☐	€ 170,00	
HEM2	Sistema emiplegico - ruote 24 x 1 3/8" tutto PU freno centrale non incluso, larghezza seduta ≥ 38 cm non possibile con SmootherWheel	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 377,50	
Smoother Wheel	24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 50-70 kg	☐	€ 1.812,50	
	24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 70-90 kg	☐	€ 1.812,50	
	24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 90-110 kg	☐	€ 1.812,50	
	24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 110-130 kg	☐	€ 1.812,50	
Campanatura				
	☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°	☐		
FRENI				
	Freni con blocco, tirando	☐		
	Freni con blocco, spingendo	☐		
	Freni sport la profondità della seduta deve essere ≥ 42 cm	☐	€ 72,50	
Freno centrale	Freno centrale con compatibile con seduta 38 o inferiore	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ € 135,00	
B40	Estensione leva freno	☐ Destra ☐ Sinistra	☐ € 15,00	
B74PU	Freni a tamburo (solo con campanatura 0°) Ruote 24" x 1 3/8" PU nero solo con PH01, PH02, Ph04, PH05 non possibile con ruote lisce	☐	€ 200,00	
B74AIR	Freni a tamburo (solo con campanatura 0°) Ruote 24" x 1 3/8" nere pneumatiche solo con PH01, PH02, Ph04, PH05 non possibile con ruote lisce	☐	€ 200,00	

ACCESSORI					
B12	Tavolo in legno solo in combinazione con bracciolo Bi5		☐	€ 87,50	
B20	Cintura di sicurezza		☐	€ 27,50	
B31	Porta stampelle	☐ Destro ☐ Sinistro	☐	€ 15,00	
B33	Copertura in gel per corrimano		☐	€ 52,50	
B33O	Copertura morbida per corrimano non in combinazione con HEM 2 possibile solo con ruote 24"		☐	€ 142,50	
B33OA	Copertura morbida per corrimano - presa superiore non in combinazione con HEM 2 possibile solo con ruote 24"		☐	€ 142,50	
B58	Cintura di sicurezza con fibbia a sgancio rapido		☐	€ 15,00	
L58B + B90	Appoggiatesta con regolazione della profondità con opzione B90 (inclusa nel prezzo)		☐	€ 97,50	
B47	Appoggiatesta regolabile non in combinazione con schienale regolabile in altezza		☐	€ 157,50	
B78	Ruote antiribaltamento - paio se la larghezza della seduta ≤ 36 cm, non possono essere ripiegate, l'altezza della seduta posteriore deve essere di almeno 37.5 cm	☐ Destra ☐ Sinistra	☐	€ 55,00	
B85	Copriraggi - trasparente		☐	€ 60,00	
B85M5	Copriraggi - World		☐	€ 92,50	
B85M6	Copriraggi - Jungle		☐	€ 92,50	
B85M7	Copriraggi - Trigo 1		☐	€ 92,50	
B85M8	Copriraggi - Trigo 2		☐	€ 92,50	
B86	Ruotine ascensore		☐	€ 50,00	
B90	Barra di spinta non in combinazione con ph00, ph03, ph06 in combinazione con ph01, ph02 senza regolazione dell'altezza non in combinazione con regolazione dell'altezza		☐	€ 30,00	
B900	Barra di stabilizzazione schienale non in combinazione con ph04, B47 non in combinazione con regolazione dell'altezza		☐	€ 30,00	
L04	Pelotta di spinta laterale non in combinazione con schienale regolabile in altezza e schienale pieghevole	☐ Destro ☐ Sinistro	☐	€ 282,50	

L04S	Pelotta di spinta laterale piccola non in combinazione con schienale regolabile in altezza e schienale pieghevole	☐ Destro ☐ Sinistro	☐	€ 282,50	
------	--	--	--------------------------	----------	---

	Soluzioni posturali - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex
	Soluzioni per seduta e posizionamento - fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro

La disponibilità può variare in base alla regione.

Si prega di consultare il responsabile vendite per ottenere le informazioni più aggiornate sull'intera gamma di possibilità.