



PHYSIPRO®

Seating and mobility solutions

30 years

Distributed by

VERMEIREN Group
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout - Belgium



VERMEIREN
we care for you

BRIO™

PHYSIPRO

garantisce stabilità - comfort quale medio
supporto posturale - previene scivolamento -
riduce pressione nelle zone a rischio - forma
anatomica



PHYSIPRO®



prezzo vendita al pubblico iva esclusa

prezzo

O = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

caratteristiche

fodera inclusa	stretch esterno e con cerniera interna	S	no costi extra	
spessore	2½" - 6,4 cm	S	no costi extra	
composizione	uretano	S	no costi extra	
densità	60 per 18"/45,5cm e meno 75 per mis grandi	S	no costi extra	
posizionamento	 Hard Seat (Flat Cut)	S	no costi extra	

misure

Standard	35,5 x 35,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □ 45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □	315,00 €
no standard 21"/53cm o maggiori	□.....largh □.....prof. (richiedere i tempi di consegna)	400,00 €

fodera

esterna	Stretch	<input type="checkbox"/>	150,00 €
	copertura per incontinenza	<input type="checkbox"/>	190,00 €
interna	con cerniera	<input type="checkbox"/>	90,00 €



ampio contatto di appoggio - bilanciamento della distribuzione di appoggio in relazione al peso - prevenzione - riduzione del decubito - controllo di una posizione stabile




prezzo di vendita al pubblico Iva esclusa

prezzo

O = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

specifiche

fodere incluse	strecht esterna e con cerniera interna	S	no costi extra
spessore	3" - 7,6 cm	S	no costi extra
strato a contatto	viscosa	S	no costi extra
composizione	base in uretano	S	no costi extra
posizionamento	 Hard Seat (Flat Cut)	S	no costi extra

misure


massima misura	26 /66cm largh.e 22 /56cm prorondita	
Standard	35,5 x 35,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □ 45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □	570,00 €
Non Standard 20"/51 cm e inferiore	□.....largh □.....prof (richiedere tempi di consegna)	595,00 €
Non Standard 21"/53 cm e oltre	□.....largh □.....prof. (richiedere tempi di consegna)	700,00 €

fodere

esterna	Stretch	<input type="checkbox"/>	150,00 €
	per incontinenza	<input type="checkbox"/>	160,00 €
interna	con cerniera	<input type="checkbox"/>	90,00 €



anallergico - comfort - prevenzione decubito -
aerazione e distribuzione delle pressioni




prezzo vendita al pubblico Iva esclusa

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

modello e funzionalita'

fodera inclusa	stretch all'esterno con cerniera	S	no costi extra
spessore	3" - 7,6 cm	S	no costi extra
strato a contatto	viscosa	S	no costi extra
composizione	base in uretano	S	no costi extra
posizionamento	 Hard Seat (Flat Cut)	S	no costi extra

misure


massima misura	26"/66 cm largh e 22"/56 cm prof.		
Standard	35,5 x 35,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □ 45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □		700,00 €
Non Standard 20"/51 cmo inferiore	□.....largh □.....prof (richiedere tempi di consegna)		900,00 €
Non Standard 21"/53 cm o oltre	□.....largh □.....prof (richiedere tempi di consegna)		1.100,00 €

fodere

esterna	Stretch	<input type="checkbox"/>	150,00 €
	per incontinenza	<input type="checkbox"/>	160,00 €
interna	con cerniera	<input type="checkbox"/>	90,00 €



Aiuta a velocizzare la circolazione del sangue -
 migliore controllo umidita' - preveniere instabilita'
 ottimo circolo d'aria - Stimulite* inserto a nido
 d'ape




prezzo di vendita al pubblico iva esclusa

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

specifiche

fodere incluse	stretch esterna ed interna con cerniera	S	no costi extra	
base in foam	uretano densita' 75	S	no costi extra	
spessore	3" - 7,6 cm	S	no costi extra	
posizionamento	 Hard Seat (Flat Cut)	S	no costi extra	

misure

massima misura	24"/61cm largh. E 22"/56 cm profondita'	
Standard	35,5 x 35,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □ 45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □	745,00 €
Non Standard 20"/51 cm o inferiore	□.....largh. □.....prof. (richiedere tempi di consegna)	795,00 €
Non Standard 21"/53 cm o maggiore	□.....largh □.....prof. (richiedere tempi di consegna)	845,00 €

fodere

esterna	Stretch	<input type="checkbox"/>	150,00 €
	per incontinenza	<input type="checkbox"/>	160,00 €
interna	con cerniera	<input type="checkbox"/>	90,00 €

Resolve™
PHYSIPRO

garantisce stabilita' e corretta
postura - allineamento degli arti
inferiori - previene scivolamento


PHYSIPRO®




prezzo vendita al pubblico iva esclusa

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

caratteristiche

	fodera esterna	stretch	S	no costi extra	
	fodera interna	trasparente con velcro	S	no costi extra	
	posiionamento	 Hard Seat (Flat Cut)	S	no costi extra	

profilo

	Standard	vedere scheda 1 e 2	○	no costi extra	
	Low Profile	vedere scheda 3 e 4	○	no costi extra	


misure

	Small	25,5 x 25,5 cm □ 25,5 x 30,5 cm □ 30,5 x 25,5 cm □ 30,5 x 30,5 cm □ 30,5 x 35,5 cm □ 35,5 x 30,5 cm □	850,00 €
	Medium	35,5 x 35,5 cm □ 35,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □	800,00 €
	Large	45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 40,5 cm □ 51,0 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □	800,00 €

fodere


	esterna	Stretch	□	150,00 €
		per incontinenza	□	160,00 €
	interna	trasparente con velcro	□	50,00 €

CUSHION DIMENSIONS - SMALL




Overall Dimensions	10" x 10"	10" x 12"	12" x 10"	12" x 12"	12" x 14"	14" x 12"
Dimensions	A. Effective Seat Width					
	B. Medial Thigh Abductor Height					
	C. Cushion Thickness - Front					
	D. Cushion Thickness - Back					
	E. Lateral Pelvic Support Height					
Medial Thigh Abductor	Fixation: Glued					
Anti-Thrust	Thickness: 1/2"					

CUSHION DIMENSIONS - MEDIUM




Overall Dimensions	14" x 14"	14" x 16"	16" x 16"	16" x 18"
Dimensions	A. Effective Seat Width			
	B. Medial Thigh Abductor Height			
	C. Cushion Thickness - Front			
	D. Cushion Thickness - Back			
	E. Lateral Pelvic Support Height			
Medial Thigh Abductor	Fixation : With Velcro			
Anti-Thrust	Thickness : 1"			

CUSHION DIMENSIONS - LARGE



Front View




Side View

Overall Dimensions	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
Dimensions	A. Effective Seat Width				
	B. Medial Thigh Abductor Height				
	C. Cushion Thickness - Front				
	D. Cushion Thickness - Back				
	E. Lateral Pelvic Support Height				
Medial Thigh Abductor	Fixation : With Velcro				
Anti-Thrust	Thickness : 1"				


SPECIFICATION SHEET Low Profile Resolve™ Cushion

CUSHION DIMENSIONS - SMALL



Overall Dimensions	10" x 10"	10" x 12"	12" x 10"	12" x 12"	12" x 14"	14" x 12"
Dimensions	A. Effective Seat Width					
	B. Medial Thigh Abductor Height					
	C. Cushion Thickness - Front					
	D. Cushion Thickness - Back					
	E. Lateral Pelvic Support Height					
Medial Thigh Abductor	Fixation: Glued					
Anti-Thrust	Thickness: 1/2"					


CUSHION DIMENSIONS - MEDIUM



Overall Dimensions	14" x 14"	14" x 16"	16" x 16"	16" x 18"
Dimensions	A. Effective Seat Width			
	B. Medial Thigh Abductor Height			
	C. Cushion Thickness - Front			
	D. Cushion Thickness - Back			
	E. Lateral Pelvic Support Height			
Medial Thigh Abductor	Fixation : With Velcro			
Anti-Thrust	Thickness : 1"			

SPECIFICATION SHEET Low Profile Resolve™ Cushion

CUSHION DIMENSIONS - LARGE



Overall Dimensions	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
Dimensions	A. Effective Seat Width				
	B. Medial Thigh Abductor Height				
	C. Cushion Thickness - Front				
	D. Cushion Thickness - Back				
	E. Lateral Pelvic Support Height				
Medial Thigh Abductor	Fixation : With Velcro				
Anti-Thrust	Thickness : 1"				

CONTOUR CINCH

Back

scocca in alluminio e soffice rivestimento - da integrare con supporti laterali - aiuta a mantenere una posizione diritta - facile e veloce adattabilità



prezzo di vendita al pubblico senza Iva

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

SPECIFICATIONS

kit	schienale con scocca alluminio cuscino di copertura fissaggio veloce	S	no costi extra
composizione	Urethane 1" spessore	S	no costi extra

misure

largh		altezza					
35,60 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
38,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
40,60 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
40,50 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
43,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
45,50 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
48,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
51,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
53,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
56,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
58,50 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
61,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
63,50 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €
66,00 cm □		40,60 cm □	45,70 cm □	50,80 cm □			595,00 €



confortevole - leggero - regolazione da ambo i lati - controllo anteriore e posteriore della colonna



prezzo di vendita al pubblico iva esclusa

prezzo

O = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

caratteristiche


	Standard	con cerniere per inserti	S	no costi extra	
		copertura tubo con cerniera	S	no costi extra	
	Foam	Urethane (Neocor) 1"	S	no costi extra	

misure


larghezza	35,50 cm □ 38,00 cm □ 40,50 cm □ 43,00 cm □ 45,50 cm □ 48,00 cm □ 51,00 cm □		569,00 €
altezza	35,50 cm □ 38,00 cm □ 40,50 cm □ 43,00 cm □ 45,50 cm □ 48,00 cm □ 51,00 cm □		

supporti laterali


scelta dei supporti laterali



□ diritto




profilato



□ regolabile

160,00 €



□ Swing-away

240,00 €

misure	altezza	prof.	regolaz.altezza	SINISTRO	DESTRO
PEDIATRIC	152 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○
SMALL	178 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○
MEDIUM	200 mm	114 mm	2" / 51 mm	○	○
MEDIUM L	200 mm	140 mm	2" / 51 mm	○	○
LARGE	255 mm	114 mm	3" / 76 mm	○	○
X-LARGE	255 mm	140 mm	3" / 76 mm	○	○

nota: nelle misure si intende anche il cuscino



stabilita' e postura - riduce scivolamento -ideale per correggere la postura - scocca rigida in alluminio



PHYSIPRO®



prezzo di vendita al pubblico iva esclusa


prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

caratteristiche

kit	scocca schienale rigida	S	no costi extra	
	due punti di fissaggio regolabili	S	no costi extra	
fodera inclusa	HP2 fodera	S	no costi extra	
compos.cuscino	Plastazote ¼", Sunmate soft ½", Viscose 1"	S	no costi extra	

SHAPE



forma ergonomica per aiutare nell'autospinta **Profiled** € 822,00




ampia forma di supporto alle scapole **Contour** € 822,00

misure


largh inches	altezza cm	corrisp.con larghezza seduta carrozz.	scelta	
12" x 12"	30,5 x 30,5	12" to 13"		○
12" x 14"	30,5 x 35,5	30,50 cm to 33,00 cm		○
14" x 14"	35,5 x 35,5	14" to 15"		○
14" x 16"	35,5 x 40,5	35,50 cm to 38,00 cm		○
16" x 16"	40,5 x 40,5	16" to 17" 40,50 cm to 43,00 cm		○
16" x 18"	40,5 x 45,5			○
16" x 20"	40,5 x 51,0			○
18" x 16"	45,5 x 40,5	18" to 19" 45,50 cm to 48,00 cm		○
18" x 18"	45,5 x 45,5			○
18" x 20"	45,5 x 51,0			○
20" x 16"	51,0 x 40,5	20" to 21" 51,00 cm to 53,00 cm		○
20" x 18"	51,0 x 45,5			○
20" x 20"	51,0 x 51,0			○

supporti laterali


scelta pelotte



diritta



preformata



regolabili € 126,00

Swing-away € 205,00


misure	altezza	prof	regola altezza	sinistra	destra
PEDIATRIC	102 mm	102 mm	-	○	○
X-SMALL	152 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○
SMALL	178 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○
MEDIUM	200 mm	114 mm	2" / 51 mm	○	○
	200 mm	140 mm	2" / 51 mm	○	○
LARGE	255 mm	114 mm	3" / 76 mm	○	○
X-LARGE	255 mm	140 mm	3" / 76 mm	○	○

regolaz.profondita': tutti i supporti hanno di serie 1"/25mm di regolaz. in prof.

fodera

HP2 fodera Standard con roto per supporto appoggiatesta € 203,00

opzione di estensione:



aggiuntivo di estensione previsto con una largh extra di 1" € 40,00



HP2 SPORT



migliora stabilita' e previene decubito - riduce lo scivolamento - ideale per correggere la postura - scocca rigida in alluminio



prezzo di vendita al pubblico iva esclusa


prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

SPECIFICATIONS

	kit	schienale con scocca in alluminio	S	no costi extra	
		due fissazioni removibili	S	no costi extra	
	fodera inclusa	HP2 Sport fodera	S	no costi extra	
	composizione cuscino	Sunmate Soft 1", Viscose 1/2"	S	no costi extra	
	fissazione	removibile	S	no costi extra	

forma



perfetta per utenti attivi

HP2 Sport

822,00 €

misure

largh x altezza		corrisp.con largh carrozzina	scelta
inches	cm		
12" x 9"	30,5 x 30,5	12" to 13" / 30,50 cm to 33,00 cm	○
14" x 9"	30,5 x 35,5	14" to 15" / 35,50 cm to 38,00 cm	○
16" x 9"	35,5 x 35,5	16" to 17" / 40,50 cm to 43,00 cm	○
18" x 9"	35,5 x 40,5	18" to 19" / 45,50 cm to 48,00 cm	○

fodere

HP2 SPORT fodera	Standard	<input type="checkbox"/>	€ 203,00
-------------------------	----------	--------------------------	-----------------

ASTA PER APPOGGIATESTA

completamente in alluminio -Symbio multi
direzionale - leggero e sicuro - veloce e semplice
da dattare



Prezzo vendita al pubblico Iva esclusa

O = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

asta



AT5115	<input type="checkbox"/> diritto	187,00 €
AT5120	<input type="checkbox"/> angolare	209,00 €
AT5450	<input type="checkbox"/> SYMBIO	313,00 €
AT5455	<input type="checkbox"/> SYMBIO Kids	313,00 €

imbottiture appoggiatesta

<p>Standard</p>	largh	altezza	codice	<input type="checkbox"/>	220,00 €
	7" / 178 mm	4" / 102 mm	AT5000	<input type="checkbox"/>	
	8" / 200 mm	5" / 127 mm	AT5005	<input type="checkbox"/>	
	9" / 230 mm	6" / 152 mm	AT5010	<input type="checkbox"/>	
	12" / 305 mm	7" / 178 mm	AT5715	<input type="checkbox"/>	
14" / 355 mm	7" / 178 mm	AT5720	<input type="checkbox"/>		
<p>supporto testa-collo</p>	largh	altezza	codice	<input type="checkbox"/>	252,00 €
	6" / 152 mm	4½" / 114 mm	AT5030	<input type="checkbox"/>	
	7" / 178 mm	5" / 127 mm	AT5035	<input type="checkbox"/>	
8" / 200 mm	6" / 152 mm	AT5040	<input type="checkbox"/>		
<p>integraz supporti laterali</p>	largh	altezza	codice	<input type="checkbox"/>	326,00 €
	5" / 127 mm	4½" / 114 mm	AT5060	<input type="checkbox"/>	
6" / 152 mm	6" / 158 mm	AT5070	<input type="checkbox"/>		
<p>supporti laterali regolabili</p>	6" x 4" per 4" x 2"	7" x 5" per 5½" x 2½"	8" x 6" per 5½" x 2½"		374,00 €
	152 x 102 mm w 102 x 51 mm	178 x 127 mm w 140 x 64 mm	200 x 152 mm w 140 x 64 mm		
	<input type="checkbox"/> AT5260 dx	<input type="checkbox"/> AT5265 dx	<input type="checkbox"/> A' T5270 DX		
	<input type="checkbox"/> AT5275 SX	<input type="checkbox"/> AT5280 SX	<input type="checkbox"/> A' T5285 SX		
	<input type="checkbox"/> AT5290 sx e dx	<input type="checkbox"/> AT5295 sx e dx	<input type="checkbox"/> A' T5300 SX-DX		
				392,00 €	

ABDUTTORE-ADDUTTORE

adattabile alle diverse morfologie- raccomandato per ipercifosi- ottimo supporto lombare- facile da posizionare e rimuovere




prezzo vendita al pubblico - iva esclusa

prezzo

O = senza costi aggiunt. | □ = con costi extra | - = non possibile

CUNEO DI ABDUZIONE



	largh	prof	altezza	codice		
Standard	2½" / 64 mm	3" / 76 mm	3" / 76 mm	S2755	<input type="checkbox"/>	
	3½" / 89 mm	4" / 102 mm	3½" / 89 mm	S2760	<input type="checkbox"/>	165,00 €
	4½" / 114 mm	5" / 127 mm	4½" / 114 mm	S2765	<input type="checkbox"/>	

attacco



fig 1



fig 2


attacco a pressione (fig1)	<input type="checkbox"/>		274,00 €
attacco a vite (fig.2)	<input type="checkbox"/>		269,00 €

ADDUTTORE

imbottituraa supporto	soft memo ry	S	incluso se ordinato con attacco	no costi
fodera	neoprene	S		no costi
attacco	per 1"/25 mm diam tubo	<input type="checkbox"/>		269,00 €
imbottitura extra	W:3"/76 mm H:4"/102 mm D:¾"/19 mm	<input type="checkbox"/>	fodera inclusa	50,00 €
	W:4"/102 mm H:5"/127 mm D:¾"/19 mm	<input type="checkbox"/>	fodera inclusa	



Adductor Mechanism



Pad

Stabilizzatore arti inferiori

supporto e stabilita' del ginocchio - controllo della posizione corretta - regolabile - di facile adattabilita'




prezzo vendita al pubblico - iva esclusa

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

stabilizzatore ginocchio



attacco per tubo 1" (richiedere altre mis)

attacco con imbottitura

		aperto	altezza	codice	sinistro	destro	
misure	X small	3" / 76 mm	3½" / 89 mm	MI7181	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302,00 €
	Small	4" / 102 mm	4" / 102 mm	MI7182	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302,00 €
	Medium	5" / 127 mm	4½" / 114 mm	MI7183	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302,00 €

imbottitura dello stabilizzatore ginocchio

		aperto	altezza	codice			
misura	X small	3" / 76 mm	3½" / 89 mm	MI7155			110,00 €
	Small	4" / 102 mm	4" / 102 mm	MI7160			110,00 €
	Medium	5" / 127 mm	4½" / 114 mm	MI7165			110,00 €

cinturino ferma piede



max.apertura 12"/305mm	MI7250			28,00 €
------------------------	--------	--	--	---------

SUPPORTO PER AMPUTATO

allineamento - regolabile e adattabile al probilo
 delcuscino - facile e veloce posizionamento



prezzo di listino al pubblico iva esclusa

prezzo

○ = senza costi aggiuntivi | □ = con costi extra | - = non possibile

supporto per amputati

		largh	prof	sinistro	destro			
	Standard	7" / 178 mm	8" / 200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			351,00 €
		8" / 200 mm	11" / 280 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			351,00 €