

# TRIGO S

La Trigo S è un'elegante carrozzina leggera e attiva, ideata appositamente per le persone che desiderano il massimo livello di comfort e mobilità. Ruote posteriori sportive dal look moderno (ruote ad estrazione rapida regolabili in altezza e inclinazione) con corrimano neri, freni facilmente accessibili e ruote anteriori (regolabili in altezza) da 3" a 6". La Trigo S è dotata di pedane fisse e protezione abiti laterale regolabile in altezza. Il baricentro della carrozzina può essere modificato per accogliere al meglio ogni utente. A seconda della regolazione, il peso dell'utente e della carrozzina può essere distribuito maggiormente sul lato anteriore o posteriore.



\*La fotografia illustrativa mostra la carrozzina con vari accessori

|                                                                                                 | Prezzo     | Immagine |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Configurazione standard</b>                                                                  | € 1.600,00 |          |
| S = standard   O = opzione senza costi aggiuntivi   □ = opzione a pagamento   - = non possibile |            |          |

## LARGHEZZA SEDUTA

|  |                                                                                                                                             |   |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|  | Telaio chiuso 70° (angolo pedana)                                                                                                           | O |  |  |
|  | Telaio chiuso 80° (angolo pedana)<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON RUOTE ANTERIORI 6"</b>                                                      | O |  |  |
|  | Telaio chiuso 90° (angolo pedana)<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON RUOTE ANTERIORI 6"</b><br><b>NON POSSIBILE CON LARGHEZZA SEDUTA ≤ 38 CM</b> | O |  |  |

## DIMENSIONI SEDUTA

| LARGHEZZA E PROFONDITÀ SEDUTA |                       |    |    |                        |    |    |    |    |    |                    |    |                        |
|-------------------------------|-----------------------|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|------------------------|
| PROFONDITÀ<br>SEDUTA (cm)     | LARGHEZZA SEDUTA (cm) |    |    |                        |    |    |    |    |    |                    |    | Prezzo                 |
|                               | Crociera singola      |    |    | Una crociera e mezza   |    |    |    |    |    | Doppia<br>crociera |    |                        |
|                               | Peso max utente 70 kg |    |    | Peso max utente 130 kg |    |    |    |    |    |                    |    |                        |
|                               | 30                    | 32 | 34 | 36                     | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48                 | 50 |                        |
| 32                            | ○                     | ○  | ○  | -                      | -  | -  | -  | -  | -  | -                  | -  | senza costi aggiuntivi |
| 34                            | ○                     | ○  | ○  | -                      | -  | -  | -  | -  | -  | -                  | -  | senza costi aggiuntivi |
| 36                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 38                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 40                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 42                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 44                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 46                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 48                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |
| 50                            | ○                     | ○  | ○  | ○                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○  | senza costi aggiuntivi |

## ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE

| ALTEZZA<br>SEDUTA<br>ANTERIORE<br>(cm) | Dimensioni delle ruote anteriori |                  |                  |                  | Prezzo                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                        | Ruote<br>ant. 3"                 | Ruote<br>ant. 4" | Ruote<br>ant. 5" | Ruote ant.<br>6" |                        |
| 39                                     | ○                                | ○                | -                | -                | senza costi aggiuntivi |
| 40                                     | ○                                | ○                | -                | -                | senza costi aggiuntivi |
| 41                                     | ○                                | ○                | -                | -                | senza costi aggiuntivi |
| 42                                     | -                                | ○                | ○                | -                | senza costi aggiuntivi |
| 43                                     | ○                                | ○                | ○                | -                | senza costi aggiuntivi |
| 44                                     | ○                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 45                                     | ○                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 46                                     | -                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 47                                     | ○                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 48                                     | ○                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 49                                     | ○                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 50                                     | -                                | ○                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |
| 51                                     | -                                | -                | ○                | ○                | senza costi aggiuntivi |



È prevista una tolleranza di +/- 10 mm

## ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE

| ALTEZZA<br>SEDUTA<br>POSTERIORE<br>(cm) | Dimensioni delle ruote posteriori |                    |                    |                 |                 | Prezzo                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                                         | Ruote post.<br>18"                | Ruote post.<br>20" | Ruote post.<br>22" | Ruote post. 24" | Ruote post. 26" |                        |
| 32,5                                    | ○                                 | -                  | -                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 33,5                                    | ○                                 | ○                  | -                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 34,5                                    | ○                                 | ○                  | -                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 35,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 36,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 37,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | -               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 38,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | ○               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 39,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | ○               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 40,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | ○               | -               | senza costi aggiuntivi |
| 41,5                                    | ○                                 | ○                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 42,5                                    | -                                 | ○                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 43,5                                    | -                                 | ○                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 44,5                                    | -                                 | ○                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 45,5                                    | -                                 | -                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 46,5                                    | -                                 | -                  | ○                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 47,5                                    | -                                 | -                  | -                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 48,5                                    | -                                 | -                  | -                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 49,5                                    | -                                 | -                  | -                  | ○               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 50,5                                    | -                                 | -                  | -                  | -               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 51,5                                    | -                                 | -                  | -                  | -               | ○               | senza costi aggiuntivi |
| 52,5                                    | -                                 | -                  | -                  | -               | ○               | senza costi aggiuntivi |

Si prega di rispettare le seguenti differenze massime consigliate tra l'altezza della seduta anteriore e l'altezza della seduta posteriore:

- Per profondità seduta 32 cm - 36 cm: differenza massima di 4 cm
- Per profondità seduta 36 cm - 44 cm: differenza massima di 7 cm
- Per profondità seduta 44 cm - 50 cm: differenza massima di 10 cm

## TABELLA ESPLICATIVA RUOTA ANTERIORE - RUOTA POSTERIORE VS. PROFONDITÀ SEDUTA

| DIMENSIONI<br>RUOTE<br>ANTERIORI | DIMENSIONI RUOTA POSTERIORE            |                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  | 18"                                    | 20"                                    | 22"                                    | 24"                                    | 26"                                    |
| 3"                               | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 36 - 50 | possibile profondità<br>seduta 38 - 50 | possibile profondità<br>seduta 44 - 50 |
| 4"                               | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 36 - 50 | possibile profondità<br>seduta 38 - 50 | possibile profondità<br>seduta 44 - 50 |
| 5"                               | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 32 - 50 | possibile profondità<br>seduta 36 - 50 | possibile profondità<br>seduta 38 - 50 | possibile profondità<br>seduta 44 - 50 |
| 6"                               | possibile profondità<br>seduta 38 - 50 | possibile profondità<br>seduta 38 - 50 | possibile profondità<br>seduta 40 - 50 | possibile profondità<br>seduta 40 - 50 | possibile profondità<br>seduta 44 - 50 |

| BRACCIOLI    |                                                                                                                                |                                                                |          |  |                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B82S fisso   | Protezione abiti - alluminio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>                  | <input type="radio"/>                                          |          |  |    |
| B82S-C fisso | Protezione abiti - carbonio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>                   | <input type="checkbox"/>                                       | € 385,00 |  |    |
| B82 fisso    | Parafango - alluminio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>                         | <input type="checkbox"/>                                       | € 42,50  |  |    |
| Bi5          | Bracciolo regolabile in altezza - modello lungo (33 cm)<br><b>COMPATIBILE SOLO CON PROFONDITÀ SEDUTA 38-50 CM</b>              | <input type="checkbox"/>                                       | € 105,00 |  |    |
| Bi5S         | Bracciolo regolabile in altezza - modello corto (20 cm)<br><b>COMPATIBILE SOLO CON SEDUTA 32-50 CM</b>                         | <input type="checkbox"/>                                       | € 105,00 |  |                                                                                       |
| Bi5 ALU      | Bracciolo regolabile in altezza - modello lungo (33 cm)<br><b>COMPATIBILE SOLO CON PROFONDITÀ SEDUTA 38-50 CM</b>              | <input type="checkbox"/>                                       | € 167,50 |  |    |
| Bi5S ALU     | Bracciolo regolabile in altezza - modello corto (20 cm)<br><b>COMPATIBILE SOLO CON SEDUTA 32-36 CM</b>                         | <input type="checkbox"/>                                       | € 167,50 |  |                                                                                       |
| TUBE         | Bracciolo tubolare in alluminio (ribaltabile) - 23 cm<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON SCHIENALE RECLINABILE O PIEGHEVOLE</b>     | <input type="checkbox"/>                                       | € 67,50  |  |    |
| TUBE-LONG    | Bracciolo tubolare in acciaio (ribaltabile) - 28 cm<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON SCHIENALE RECLINABILE O PIEGHEVOLE</b>       | <input type="checkbox"/>                                       | € 105,00 |  |                                                                                       |
| B82S         | Protezione abiti estraibile - alluminio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>       | <input type="checkbox"/>                                       | € 87,50  |  |                                                                                       |
| B82SL-A      | Protezione abiti estraibile lunga - alluminio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b> | <input type="checkbox"/>                                       | € 87,50  |  |  |
| B82S-C       | Protezione abiti estraibile - carbonio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>        | <input type="checkbox"/>                                       | € 340,00 |  |  |
| B82L-A       | Parafango estraibile lungo - alluminio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>        | <input type="checkbox"/>                                       |          |  |  |
| B82-C        | Parafango estraibile - carbonio<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI TUBOLARI E BRACCIOLI TUBOLARI LUNGI</b>               | <input type="checkbox"/>                                       | € 340,00 |  |  |
| B66          | Bracciolo                                                                                                                      | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 27,50  |  |                                                                                       |
| B66O         | Bracciolo scanalato regolabile                                                                                                 | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 52,50  |  |                                                                                       |
| B66M         | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo                                                                              | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 142,50 |  |                                                                                       |
| B66ML        | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello                                                                    | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 187,50 |  |                                                                                       |
| B66MA        | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico                                                          | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 290,00 |  |                                                                                       |
| B66MAL       | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo                                                    | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 357,50 |  |                                                                                       |
| B66OM        | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - orientabile                                                                | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 277,50 |  |                                                                                       |
| B66OML       | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello orientabile lungo                                                  | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 347,50 |  |                                                                                       |
| B66OMA       | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico orientabile                                              | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | € 290,00 |  |                                                                                       |

|         |                                                                                         |                                                                |                          |          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| B66OMAL | Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo orientabile | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 357,50 |  |
| B66S    | Bracciolo emiplegico con cuscino Stabilo                                                | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 285,00 |  |

| PEDANE |                                                                                                        |                          |          |  |                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Monoblocco - telaio in alluminio, sollevato                                                            | <input type="radio"/>    |          |  |  |
|        | Monoblocco - pedana in alluminio, pieghevole                                                           | <input type="checkbox"/> | € 100,00 |  |  |
|        | Monoblocco - pedana in carbonio, pieghevole                                                            | <input type="checkbox"/> | € 297,50 |  |  |
|        | Pedana ribaltabile (lunghezza tibiale più corta)                                                       | <input type="checkbox"/> | € 182,50 |  |  |
|        | Pedana ribaltabile (lunghezza tibiale più corta) - carbonio pieghevole, angolo della pedana regolabile | <input type="checkbox"/> | € 385,00 |  |                                                                                     |
|        | Pedana apribile con piatto                                                                             | <input type="checkbox"/> | € 52,50  |  |  |
|        | Pedana regolabile in profondità e altezza<br><b>POSSIBILE SOLO CON LUNGHEZZA TIBIALE 37-48 cm</b>      | <input type="checkbox"/> | € 120,00 |  |  |

| LUNGHEZZA TIBIALE                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| POSSIBILE SOLO CON PEDANA RIBALTABILE                                                                                                                                   |  | <input type="radio"/> 22cm <input type="radio"/> 23 cm<br><input type="radio"/> 24 cm <input type="radio"/> 25 cm<br><input type="radio"/> 26 cm <input type="radio"/> 27 cm<br><input type="radio"/> 28 cm <input type="radio"/> 29 cm<br><input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 31 cm<br><input type="radio"/> 32 cm <input type="radio"/> 33 cm<br><input type="radio"/> 34 cm | <input type="radio"/> |  |  |
|                                                                                                                                                                         |  | <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 36 cm<br><input type="radio"/> 37 cm <input type="radio"/> 38 cm<br><input type="radio"/> 39 cm <input type="radio"/> 40 cm<br><input type="radio"/> 41 cm <input type="radio"/> 42 cm<br><input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 44 cm<br><input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 46 cm                               | <input type="radio"/> |  |  |
| <b>* Misurare la lunghezza della pedana della carrozzina.</b><br><b>La lunghezza tibiale deve essere almeno 5 cm in meno dell'altezza seduta anteriore selezionata.</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |  |

| COLORE |              |                       |                       |  |  |                          |         |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------------------|---------|
|        |              | Opaco                 | Lucido                |  |  |                          |         |
| C20    | Blue (dark)  |                       |                       |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C29    | Silver       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C4     | Red          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C5     | Black        | <b>S</b>              | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C53    | Orange       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C55    | Inox         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C56    | Blue Metalic | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C59    | Champagne    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  | <input type="radio"/>    |         |
| C71    | Blue Matal   |                       |                       |  |  | <input type="checkbox"/> | € 87,00 |

|     |                                                                                                          |                          |         |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--|
| C72 | Red Metal                                                                                                | <input type="checkbox"/> | € 87,00 |  |
| C73 | Lime green metal                                                                                         | <input type="checkbox"/> | € 87,00 |  |
| C76 | White                                                                                                    | <input type="radio"/>    |         |  |
| C78 | Soft blue                                                                                                | <input type="radio"/>    |         |  |
| C79 | Light blue                                                                                               | <input type="radio"/>    |         |  |
| C8  | Yellow                                                                                                   | <input type="radio"/>    |         |  |
| C85 | Grass green                                                                                              | <input type="radio"/>    |         |  |
| C87 | Melonorange                                                                                              | <input type="radio"/>    |         |  |
| C88 | Crown gold                                                                                               | <input type="radio"/>    |         |  |
| C89 | Red copper                                                                                               | <input type="radio"/>    |         |  |
| Cxx | <b>Altri colori sono possibili con costi aggiuntivi rivolgendosi ai nostri rappresentanti di vendita</b> | <input type="checkbox"/> | € 87,00 |  |

#### SPECIFICHE DI SCHIENALE E MANIGLIE DI SPINTA

##### SELEZIONE DEL TIPO DI SCHIENALE (TELAIO)

|  |                                                                                                      |                          |          |                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schienale fisso                                                                                      | <b>S</b>                 |          |   |
|  | Schienale reclinabile (82°-102°) regolaz. angolazione con bullone, angolo standard: 90°              | <input type="checkbox"/> | € 200,00 |   |
|  | Schienale pieghevole e reclinabile (82°-102°) regolaz. angolazione con bullone, angolo standard: 90° | <input type="checkbox"/> | € 257,50 |  |

##### SELEZIONE DEL TIPO DI MANIGLIE DI SPINTA

|      |                                                     |                          |          |                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PH00 | Senza maniglie di spinta                            | <input type="checkbox"/> |          |                                                                                       |
| PH01 | Maniglie di spinta fisse 12 cm                      | <input type="checkbox"/> | € 12,50  |  |
| PH02 | Maniglie di spinta fisse 8 cm                       | <input type="checkbox"/> | € 12,50  |                                                                                       |
| PH03 | Maniglie di spinta pieghevoli                       | <input type="checkbox"/> | € 142,50 |  |
| PH04 | Maniglie di spinta regolabili in altezza            | <input type="checkbox"/> | € 77,50  |  |
| PH05 | Maniglie di spinta con morsetti regolabili          | <input type="checkbox"/> | € 142,50 |  |
| PH06 | Maniglie di spinta pieghevoli regolabili in altezza | <input type="checkbox"/> | € 227,50 |  |

|                    |  | Tipi di maniglie di spinta | no PH | PH 01 | PH 02 | PH 03 | PH 04 | PH 05 | PH 06 | Prezzo                 |
|--------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| ALTEZZA FISSA      |  | 25 cm                      | Δ     | Δ     | Δ     | Δ     | -     | Δ     | Δ     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 27 cm                      | Δ     | Δ     | Δ     | Δ     | -     | Δ     | Δ     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 29 cm                      | Δ     | Δ     | Δ     | Δ     | -     | Δ     | Δ     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 31 cm                      | Δ     | Δ     | Δ     | Δ     | -     | Δ     | Δ     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 33 cm                      | Δ     | Δ     | Δ     | Δ     | -     | Δ     | Δ     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 35 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | -     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 37 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | -     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 39 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 41 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 43 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 45 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 47 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 49 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
|                    |  | 51 cm                      | ○     | ○     | ○     | ○     | Δ     | ○     | ○     | senza costi aggiuntivi |
| ALTEZZA REGOLABILE |  | 25-27,5-30 cm              | -     | Δ     | Δ     | -     | -     | -     | -     | €                      |
|                    |  | 30-32,5-35 cm              | Δ     | □     | □     | Δ     | -     | -     | -     | €                      |
|                    |  | 35-37,5-40 cm              | □     | □     | □     | □     | -     | -     | -     | €                      |
|                    |  | 40-42,5-45 cm              | □     | □     | □     | □     | -     | -     | -     | €                      |
|                    |  | 45-47,5-50 cm              | □     | □     | □     | □     | -     | -     | -     | €                      |

O = possibile senza costi aggiuntivi | - = non possibile  
 Δ = possibile solo in combinazione con schienale ad angolo fisso | □ possibile con costi aggiuntivi

#### SELEZIONE DEL RIVESTIMENTO E DELL'IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

|     |                            |                                                                                              |                          |         |  |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--|
|     | Schienale standard - nylon |                                                                                              | <b>S</b>                 |         |  |
| L44 | Schienale tensionabile     | <input type="radio"/> Nylon<br><input type="radio"/> Cordura<br><input type="radio"/> 3D Net | <input type="checkbox"/> | € 30,00 |  |
|     | Tasca su schienale         |                                                                                              | <input type="checkbox"/> | € 10,00 |  |

#### DIMENSIONI SCHIENALE VICAIR

| A<br>l<br>t<br>e<br>z<br>z<br>a | Larghezza |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | cm        | 30                       | 35                       | 40                       | 45                       | 50                       |
|                                 | 32        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 40        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 48        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 56        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### SPECIFICHE DELLA SEDUTA

|  |                                                 |                       |  |  |
|--|-------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|  | Tela fissa<br><b>CUSCINO NON INCLUSO</b>        | <b>S</b>              |  |  |
|  | Tela tensionabile<br><b>CUSCINO NON INCLUSO</b> | <input type="radio"/> |  |  |

#### SELEZIONE DEL CUSCINO DELLA SEDUTA

|      |                                                                                                                 |                          |          |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|
|      | Cuscino 5 cm imbottito<br><b>RIVESTIMENTO ABBINATO AL RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE</b>                          | <input type="checkbox"/> | € 55,00  |  |
|      | Cuscino 5 cm con strato superiore viscoelastico<br><b>RIVESTIMENTO ABBINATO AL RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE</b> | <input type="checkbox"/> | € 115,00 |  |
| B24D | Cuscino 6 cm diviso<br><b>RIVESTIMENTO ABBINATO AL RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE</b>                             | <input type="checkbox"/> | € 72,50  |  |

## RUOTE

### Ruote anteriori

| Tipi di ruote | Dimensioni delle ruote anteriori |                          |                          |                       |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|               | Ruote ant. 3"                    | Ruote ant. 4"            | Ruote ant. 5"            | Ruote ant. 6"         |
| Nero standard | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| Trasparente   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | -                     |
| Alu - argento | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| Alu - rosso   | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| Alu - blu     | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| Carbonio      | -                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| LED           | -                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |



### Ruote posteriori

|          |                                                                                             |                          |            |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|
| Standard | Ruote 18" pneumatiche: Schwalbe Marathon Racer (pneumatiche)                                | <input type="checkbox"/> | € 200,00   |  |
| Design   | 20" Schwalbe Right Run nere (pneumatiche)                                                   | <input type="radio"/>    |            |  |
| Design   | 22" Schwalbe Right Run nere                                                                 | <b>S</b>                 |            |  |
|          | 24" x 1 ALU nero, PU nero                                                                   | <input type="radio"/>    |            |  |
|          | 24" x 1 B74 ALU nero, LU nero<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON FRENO A TAMBURO B74</b>        | <input type="radio"/>    |            |  |
|          | 24" x 1 B74 ALU nero, PU nero<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON FRENO A TAMBURO B74</b>        | <input type="radio"/>    |            |  |
| Design   | 24" Alu Schwalbe Right Run nere                                                             | <input type="radio"/>    |            |  |
| Design   | 24" Alu Schwalbe Marathon Plus                                                              | <input type="checkbox"/> | € 115,00   |  |
| Spirit   | 24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio                                          | <input type="checkbox"/> | € 500,00   |  |
| Spirit   | 24" Red Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio rosso                                 | <input type="checkbox"/> | € 555,00   |  |
| Spirit   | 24" Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio                                           | <input type="checkbox"/> | € 555,00   |  |
| Spirit   | 24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio blu                                      | <input type="checkbox"/> | € 500,00   |  |
| Spirit   | 24" Schwalbe Marathon Plus con mozzo in alluminio blu                                       | <input type="checkbox"/> | € 555,00   |  |
| Spirit   | 24" Schwalbe Right Run nere con mozzo in alluminio rosso                                    | <input type="checkbox"/> | € 500,00   |  |
| Spinergy | 24" Spinergy, Schwalbe Right Run nere<br><b>NON POSSIBILE CON B330 E B330A</b>              | <input type="checkbox"/> | € 1.112,50 |  |
| Spinergy | 24" Schwalbe Marathon Plus<br><b>NON POSSIBILE CON B330 E B330A</b>                         | <input type="checkbox"/> | € 1.112,50 |  |
| Off Road | 24" Schwalbe Land Cruiser<br><b>NON COMPATIBILE CON Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C</b> | <input type="checkbox"/> | € 512,50   |  |
| Design   | 26" Schwalbe Right Run nere (pneumatiche)                                                   | <input type="checkbox"/> | € 72,50    |  |
| Design   | 26" Schwalbe Marathon Plus (pneumatiche)                                                    | <input type="checkbox"/> | € 170,00   |  |

|                |                                                                                                                                                                    |                                                                |                          |            |                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEM2           | Sistema emiplegico - ruote 24 x 1 3/8" tutto PU<br><b>FRENO CENTRALE NON INCLUSO. LARGHEZZA SEDUTA ≥ 38 CM</b><br><b>NON POSSIBILE CON RUOTE LISCE</b>             | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 377,50   |                                                                                                                                                                            |
| Smoother Wheel | 24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 50-70 kg                                                                                                     |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 1.812,50 | <br> |
|                | 24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 70-90 kg                                                                                                     |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 1.812,50 |                                                                                                                                                                            |
|                | 24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 90-110 kg                                                                                                    |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 1.812,50 |                                                                                                                                                                            |
|                | 24" ruote lisce, pneum. Schwalbe Marathon Plus, nere, 110-130 kg                                                                                                   |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 1.812,50 |                                                                                                                                                                            |
| Campanatura    |                                                                                                                                                                    |                                                                |                          |            |                                                                                                                                                                            |
|                | <input type="radio"/> 0° <input type="radio"/> 2° <input type="radio"/> 4° <input type="radio"/> 6°                                                                |                                                                | <input type="radio"/>    |            |                                                                                                                                                                            |
| FRENI          |                                                                                                                                                                    |                                                                |                          |            |                                                                                                                                                                            |
|                | Freni con blocco, tirando                                                                                                                                          |                                                                | <input type="radio"/>    |            |                                                                                         |
|                | Freni con blocco, spingendo                                                                                                                                        |                                                                | <input type="radio"/>    |            |                                                                                         |
|                | Freni sport<br><b>LA PROFONDITÀ DELLA SEDUTA DEVE ESSERE ≥ 42 CM</b>                                                                                               |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 72,50    |                                                                                        |
| Freno centrale | Freno centrale<br><b>CON COMPATIBILE CON SEDUTA 38 O INFERIORE</b>                                                                                                 | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 135,00   |                                                                                                                                                                            |
| B40            | Estensione leva freno                                                                                                                                              | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 15,00    |                                                                                       |
| B74PU          | Freni a tamburo (solo con campanatura 0°)<br>Ruote 24" x 1 3/8" PU nero<br><b>SOLO CON PH01, PH02, PH04, PH05</b><br><b>NON POSSIBILE CON RUOTE LISCE</b>          |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 200,00   |                                                                                       |
| B74AIR         | Freni a tamburo (solo con campanatura 0°)<br>Ruote 24" x 1 3/8" nere pneumatiche<br><b>SOLO CON PH01, PH02, PH04, PH05</b><br><b>NON POSSIBILE CON RUOTE LISCE</b> |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 200,00   |                                                                                                                                                                            |
| ACCESSORI      |                                                                                                                                                                    |                                                                |                          |            |                                                                                                                                                                            |
| B12            | Tavolo in legno<br><b>SOLO IN COMBINAZIONE CON BRACCIOLI Bi5</b>                                                                                                   |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 87,50    |                                                                                                                                                                            |
| B20            | Cintura di sicurezza                                                                                                                                               |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 27,50    |                                                                                       |
| B31            | Porta stampelle                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> Destro<br><input type="radio"/> Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 15,00    |                                                                                       |
| B33            | Copertura in gel per corrimano                                                                                                                                     |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 52,50    |                                                                                       |
| B33O           | Copertura morbida per corrimano<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON HEM 2</b><br><b>POSSIBILE SOLO CON RUOTE 24"</b>                                                     |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 142,50   |                                                                                                                                                                            |
| B33OA          | Copertura morbida per corrimano - presa superiore<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON HEM 2</b><br><b>POSSIBILE SOLO CON RUOTE 24"</b>                                   |                                                                | <input type="checkbox"/> | € 142,50   |                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |          |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B58   | Cintura di sicurezza con fibbia a sgancio rapido                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                           | € 50,00  |                                                                                       |
| L58B  | Appoggiatesta con regolazione della profondità<br><b>CON OPZIONE B90</b>                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | € 67,50  |    |
| B47   | Appoggiatesta regolabile<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA</b>                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                           | € 157,50 |    |
| B78   | Ruote antiribaltamento - paio<br><b>SE LA LARGHEZZA DELLA SEDUTA ≤ 36 cm, NON POSSONO ESSERE RIPIEGATE</b><br><b>L'ALTEZZA DELLA SEDUTA POSTERIORE DEVE ESSERE ALMENO 37,5 cm</b>                     | <input type="checkbox"/><br>○ Destro<br>○ Sinistro | € 55,00  |    |
| B85   | Copriraggi - trasparente                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | € 60,00  |    |
| B85M5 | Copriraggi - World                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                           | € 92,50  |    |
| B85M6 | Copriraggi - Jungle                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                           | € 92,50  |    |
| B85M7 | Copriraggi - Trigo 1                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                           | € 92,50  |    |
| B85M8 | Copriraggi - Trigo 2                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                           | € 92,50  |  |
| B86   | Ruotine ascensore                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | € 50,00  |  |
| B90   | Barra di spinta<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON PH00, PH03, PH06</b><br><b>IN COMBINAZIONE CON PH01, PH02 SENZA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA</b><br><b>NON IN COMBINAZIONE CON REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA</b> | <input type="checkbox"/>                           | € 30,00  |  |
| B900  | Barra di stabilizzazione schienale<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON PH04, B47</b><br><b>NON IN COMBINAZIONE CON REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA</b>                                                             | <input type="checkbox"/>                           | € 30,00  |  |
| L04L  | Pelotta di spinta laterale<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA E SCHIENALE PIEGHEVOLE</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/><br>○ Destro<br>○ Sinistro | € 282,50 |  |
| L04S  | Pelotta di spinta laterale piccola<br><b>NON IN COMBINAZIONE CON SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA E SCHIENALE PIEGHEVOLE</b>                                                                           | <input type="checkbox"/><br>○ Destro<br>○ Sinistro | € 282,50 |  |

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Soluzioni posturali - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex                    |
|  | Soluzioni per seduta e posizionamento - fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro |

*La disponibilità può variare in base alla regione.*

*Si prega di consultare il responsabile vendite per ottenere le informazioni più aggiornate sull'intera gamma di possibilità.*