




- Design pre-sagomato
- Significativa riduzione della pressione sulle sporgenze ossee
- Maggiore supporto per gli utenti con scarso tono muscolare
- Miglioramento della postura e della stabilità



PHYSIPRO®

**Prezzi per utenti finali IVA esclusa****Prezzo**

S = standard | O = opzione senza costi aggiuntivi | □ = opzione a pagamento | - = non possibile

SPECIFICHE			
			
Easy Fit Sunmate	Easy Fit Visco	Easy Fit Gel Insert	
Easy Fit Sunmate	Cuscino sagomato con strato superiore in tessuto Sunmate da 1,25 mm	□	€ 410,00
Easy Fit Visco	Cuscino sagomato con strato superiore in materiale viscoelastico da 1,25 mm	□	€ 410,00
Easy Fit Gel Insert	Inserto in gel nell'area di carico pelvico (solo sul modello Sunmate)	□	€ 550,00
Fodere incluse	Fodera esterna stretch e interna con cerniera	S	senza costi aggiuntivi
Base imbottita	Uretano - densità 75	S	senza costi aggiuntivi
Spessore	7,6 cm	S	senza costi aggiuntivi
Installazione	 Seduta rigida (taglio piatto)	S	senza costi aggiuntivi

EASY FIT - MISURE STANDARD

○ 356 x 356 MM	○ 356 x 406 MM	○ 381 x 406 MM
○ 381 x 432 MM	○ 381 x 457 MM	○ 406 x 406 MM
○ 406 x 432 MM	○ 406 x 457 MM	○ 432 x 406 MM
○ 432 x 432 MM	○ 432 x 457 MM	○ 457 x 406 MM
○ 457 x 432 MM	○ 457 x 457 MM	○ 457 x 483 MM
○ 457 x 508 MM	○ 483 x 406 MM	○ 483 x 432 MM
○ 483 x 457 MM	○ 483 x 483 MM	○ 483 x 508 MM
○ 508 x 406 MM	○ 508 x 432 MM	○ 508 x 457 MM
○ 508 x 483 MM	○ 508 x 508 MM	

FODERE

ESTERNA	Stretch	□	€ 150,00
	Per incontinenza	□	€ 160,00
INTERNA	Fodera interna con cerniera	□	€ 90,00