



- Confortevole
- Leggero
- Regolazione della tensione bilaterale
- Controllo anteriore e posteriore della colonna



Prezzi per utenti finali IVA esclusa		Prezzo
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile		

SPECIFICHE

Standard	Con cerniere per inserti o FIPS	S	
	Copertura tubo con cerniera	S	
Foam	Uretano (Neocor) da 25 mm	S	

PREMIUM - MISURE STANDARD

□ 356 x 356 MM			€ 569,00
□ 356 x 406 MM	□ 356 x 457 MM	□ 356 x 508 MM	
□ 381 x 406 MM	□ 381 x 457 MM	□ 381 x 508 MM	
□ 406 x 406 MM	□ 406 x 457 MM	□ 406 x 508 MM	
□ 432 x 406 MM	□ 432 x 457 MM	□ 432 x 508 MM	
□ 457 x 406 MM	□ 457 x 457 MM	□ 457 x 508 MM	
□ 483 x 406 MM	□ 483 x 457 MM	□ 483 x 508 MM	
□ 508 x 406 MM	□ 508 x 457 MM	□ 508 x 508 MM	

PREMIUM - MISURE PEDIATRICHE DISPONIBILI

□ 254 x 254 MM	□ 254 x 305 MM	□ 254 x 356 MM	€ -
□ 305 x 305 MM	□ 305 x 356 MM	□ 305 x 406 MM	



PREMIUM - MISURE BARIATRICHE DISPONIBILI			
☐ 533 x 406 MM	☐ 533 x 457 MM	☐ 533 x 508 MM	€ -
☐ 533 x 559 MM	☐ 533 x 610 MM		
☐ 559 x 406 MM	☐ 559 x 457 MM	☐ 559 x 508 MM	
☐ 559 x 559 MM	☐ 559 x 610 MM		
☐ 584 x 406 MM	☐ 584 x 457 MM	☐ 584 x 508 MM	
☐ 584 x 559 MM	☐ 584 x 610 MM		
☐ 610 x 406 MM	☐ 610 x 457 MM	☐ 610 x 508 MM	
☐ 610 x 559 MM	☐ 610 x 610 MM		

SUPPORTI LATERALI

SCELTA OPZIONI DI IMBOTTITURA		
		
☐ Dritto	☐ Anatomico	

Regolabile	☐	€ 160,00
-------------------	--------------------------	----------

Swing-away	☐	€ 240,00
-------------------	--------------------------	----------

MISURE	H	P	REGOLAZIONE ALTEZZA	SINISTRA	DESTRA
PEDIATRICO	152 mm	114 mm	25 mm	☐	☐
SMALL	178 mm	114 mm	25 mm	☐	☐
MEDIUM	200 mm	114 mm	51 mm	☐	☐
MEDIUM L	200 mm	114 mm	51 mm	☐	☐
LARGE	255 mm	140 mm	76 mm	☐	☐
X-LARGE	255 mm	114 mm	76 mm	☐	☐

NOTA: le misure includono il cuscino

