

Turios

Turios è la carrozzina elettrica più compatta della nostra gamma. Grazie alla trazione posteriore, è adatta sia per uso interno che esterno. Potete scegliere il colore, le ruote e la posizione di seduta, in modo da adattarla al meglio ai desideri e alle esigenze dell'utente. Il suo aspetto moderno e la comoda seduta garantiscono il massimo comfort.



Riferimento Codice ISO: 12.36.06.015	Price	Image
Configurazione standard	€ 2.843,00	
S = Standard O = opzione senza supplemento di costo □ = opzione con supplemento di costo - = non possibile		

Standard

B58	Cintura di sicurezza	S	-	
B78	Ruotine antiribaltamento	S	-	
SE01	Parafanghi	S	-	
SE58	Agganci di sicurezza per mezzi di trasporto	S	-	
	Cuscino in PU	S	-	
L44	Schienale tensionabile	S	-	

Batterie

Batterie	38 Ah	S	-	
	50 Ah (incluso caricabatterie 8 Ah)	□	€ 156,00	

Motori

	6 Km/h	Nr.Repertorio: 2004375/R	S	-	
	10 Km/h	Non con batterie da 38Ah Nr.Repertorio: 2015076/R	□	€ 429,00	

Joystick

Joystick standard LE

SE11	Joystick standard (REM060) NOT IN COMBINATION WITH ELECTRICAL OPTIONS	O Destro O Sinistro	S	-	
LE Low profile	Standard - Low profile (REM050) NOT IN COMBINATION WITH ELECTRICAL OPTIONS	O Destro O Sinistro	O	-	

Joystick LINX

REM2xx	Joystick REM 200 -range SOLO CON SE40, SE41 or SE39	O Destro O Sinistro	O	-	
LCD	Joystick LCD touch screen SOLO CON SE40, SE41 o SE39	O Destro O Sinistro	□	€ 600,00	

PM75A	Centralina (75amp) SOLO CON JOYSTICK REM2xx O LCD	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 336,00	
SE64 fisso	Comando a pressione per gestione attuatori - fissato al bracciolo	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 435,00	
SE64 swivel	Comando a pressione per gestione attuatori - con swing-away	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 450,00	

Swing-away

SE53	Swing-away	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	
------	------------	------------------------	--------------------------	----------	--

Opzioni joystick

SE08	Comando solo per accompagnatore (fissato sullo schienale)		<input type="checkbox"/>	€ 80,00	
SE09	Doppio comando utente / accompagnatore (comando accompagnatore posizionato sullo schienale) SOLO CON JOYSTICK LINX		<input type="checkbox"/>	€ 800,00	
SE55	Joystick rinforzato		<input type="checkbox"/>	€ 3.240,00	
SE83	Mini joystick		<input type="checkbox"/>	€ 4.000,00	

REGOLAZIONI SEDILE e SCHIENALE

SE30	Regolazione manuale basculamento sedile (0/2/4/6°)	S	-	
SE34	Regolazione manuale reclinazione schienale 0-32° (5 posizioni ogni 8°)	S	-	
SE36S	Regolazione manuale reclinazione schienale, con pistone 0- 30° Leva per utilizzatore.	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
SE36B	Regolazione manuale reclinazione schienale, con pistone 0- 30° Leva per accompagnatore posizionata sullo schienale	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
SE39	Regolazione elettrica basculamento sedile (20°) e regolazione elettrica reclinazione schienale (30°)	<input type="checkbox"/>	€ 790,00	
SE40	Regolazione elettrica basculamento sedile (20°) Regolazione manuale dello schienale SOLO CON JOYSTICK LINX	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	
SE41	Regolazione manuale del basculamento sedile 0/2/4/6° regolazione elettrica della reclinazione schienale (30°) SOLO CON JOYSTICK LINX	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	

LARGHEZZA SEDILE

	39 cm	<input type="radio"/>	-	
	45 cm	<input type="radio"/>	-	
	51 cm	<input type="radio"/>	-	

PROFONDITA' SEDILE

SENZA REGOLAZIONI ELETTRICHE

38	40	42	44	46	48	50	cm	-
----	----	----	----	----	----	----	----	---

CON REGOLAZIONI ELETTRICHE

43	45	47	49	51	cm	-
----	----	----	----	----	----	---

ALTEZZA SEDILE

SENZA REGOLAZIONI ELETTRICHE

	45 cm	<input type="radio"/>	-	
	50 cm	<input type="radio"/>	-	
	55 cm	<input type="radio"/>	-	

CON REGOLAZIONI ELETTRICHE

	49 cm	<input type="radio"/>	-	
	52 cm	<input type="radio"/>	-	

BRACCIOLI

Bi5	Braccioli regolabili in altezza con imbottitura in PU	S		
Bi5 soft	Braccioli regolabili in altezza con imbottitura soft	<input type="checkbox"/>	€ 40,00	

BRACCIOLI PER EMIPLEGICO

B66	Bracciolo per emiplegico		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 33,00	
B66O	bracciolo per emiplegico - orientabile		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 58,00	

BRACCIOLI PER EMIPLEGICO - non in combinazione con Bi5

B66M	Con supporto per il palmo		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 160,00	
B66OM	Con supporto per il palmo - orientabile		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 345,00	
B66ML	Con supporto per il palmo - lungo		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 200,00	
B66OML	Con supporto per il palmo - lungo - orientabile		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 390,00	
B66MA	Con supporto per il palmo - anatomico		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 170,00	
B66OMA	Con supporto per il palmo - anatomico - orientabile		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 325,00	
B66MAL	Con supporto per il palmo - anatomico - lungo		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 200,00	
B66OMAL	Con supporto per il palmo - anatomico - orientabile		<input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> € 400,00	

PEDANE

B06in	Pedane estraibili standard	S	-	
BA6	Pedane estraibili standard corte (7 cm. in meno)	<input type="radio"/>	-	

BK6	Piatto pedana unico	<input type="checkbox"/>	€ 45,00	
BL7	Pedana per amputati - destra	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
BK7	Pedana per amputati - sinistra	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
BZ7IN	Pedana elevabile autocorreggente in lunghezza	<input type="checkbox"/>	€ 190,00	
BZ8IN	Pedana elevabile autocorreggente in lunghezza, corta (70mm più corta)	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
BZ10	Pedana unica regolabile, con finachetti laterali	<input type="checkbox"/>	€ 330,00	
BZE	Pedana elevabili elettricamente (1 attuatorer) - paio SOLO CON JOYSTICK LINX	<input type="checkbox"/>	€ 1.100,00	

COLORI

C4	Rosso brillante	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
C5	Nero	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
C76	Bianco	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
C77	nero metallizzato	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
C79	Blu chiaro metallizzato	<input type="checkbox"/>	€ 100,00	
C85	Verde	<input type="checkbox"/>	€ 100,00	
C87	Arancione	<input type="checkbox"/>	€ 100,00	
Cxx	configurazione cliente	<input type="checkbox"/>	€ 350,00	

SCHIENALE

L34	Schienale anatomico con rivestimento in PU	<input type="radio"/>	-	
	Schienale anatomico con rivestimento in Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
	Schienale anatomico con rivestimento 3D Net	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	

SEDILE

L35	Cuscino anatomico con rivestimento in PU	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Cuscino anatomico con rivestimento in Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
	Cuscino anatomico con rivestimento in 3D Net	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
L16F+ L35/B23	Sedile anatomico separato in PU fissato con VELCRO	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
	Sedile anatomico separato in Nylon Plus fissato con VELCRO	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
	Sedile anatomico separato in 3D Net fissato con VELCRO	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	


APPOGGIATESTA

L55	Appoggiatesta regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità (regolazione continua)	<input type="checkbox"/>	€ 180,00	
L58C	Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	

RUOTE

RUOTE ANTERIORI				
9" 230mm	Pneumatici gonfiabili neri, lisci, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
	Pneumatici gonfiabili grigi, lisci, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
	Pneumatici antiforatura neri, lisci, cerchio nero	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
10" 260mm	Pneumatici gonfiabili neri, tassellati, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
	Pneumatici gonfiabili neri, lisci, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
	Pneumatici gonfiabili grigi, tassellati, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
	Pneumatici antiforatura neri, tassellati, cerchio nero	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
	Pneumatici antiforatura neri, lisci, cerchio nero	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
RUOTE DI TRAZIONE POSTERIORI (350x70)				
B4	Pneumatici gonfiabili neri, tassellati, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
B5	Pneumatici gonfiabili neri, lisci, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
B6	Pneumatici gonfiabili grigi, tassellati, cerchio nero	<input type="radio"/>	-	
B7	Pneumatici antiforatura neri, tassellati, cerchio nero	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	

ACCESSORI

B15	Tavolo in plexiglass		<input type="checkbox"/>	€ 1.350,00	
B22	Cuneo divaricatore		<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
B31	Portastampelle	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 78,00	
B52	Asta portaflebo		<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
SE06	Porta USB NON COMPATIBILE CON JOYSTICK STANDARD		<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
SE19	Impianto luci		<input type="checkbox"/>	€ 480,00	
SE24	Portabicchieri		<input type="checkbox"/>	€ 50,00	
SE27	Bauletto NON POSSIBILE CON SCHIENALE TENSIONABILE E L55		<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
SE35	Salicordoli		<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
SE73	Freno a mano		<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
SE74	Specchietto retrovisore MONTATO NEL LATO OPPOSTO AL JOYSTICK	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 36,00	
SE74A	Specchietto retrovisore swing-away NON CON B66 o B660 MONTATO NEL LATO OPPOSTO AL JOYSTICK	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
L04T	Pelotte di spinta	O Destro O Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
		Cinture e stabilizzatori - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex			
		Sistemi posturali- fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro			



Gel cushions

Accessori di protezione in Gel - fare riferimento alla relativa scheda d'ordine