

Turios

Turios è la carrozzina elettrica più compatta della nostra gamma. Grazie alla potente trazione posteriore, è adatta sia per uso interno che esterno. È possibile scegliere il colore, le ruote e la posizione di seduta per adattarla al meglio ai desideri e alle esigenze dell'utente. L'aspetto moderno e la comoda seduta di Turios garantiscono il massimo comfort con questa carrozzina VERMEIREN.



	Prezzo	Immagine
Configurazione standard	2,850.00 €	
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile		

STANDARD				
B58	Cintura di sicurezza con fibbia a sgancio rapido	S		
B78	Ruote antiribaltamento	S		
SE01	Parafango	S		
SE58	Agganci di sicurezza per mezzi di trasporto	S		
	Cuscino piatto in PU	S		
L44	Schienale tensionabile	S		

LARGHEZZA SEDUTA			
	☐ 39	☐ 45	☐ 51

PROFONDITÀ SEDUTA							
SENZA OPZIONE ELETTRICA							
	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50

CON OPZIONE ELETTRICA					
	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49	☐ 51

ALTEZZA SEDUTA			
SENZA OPZIONE ELETTRICA			
	☐ 45	☐ 50	☐ 55

CON OPZIONE ELETTRICA		
	☐ 49	☐ 52

Batteria				
	38 Ah	S		
	50 Ah (incluso caricabatterie 8 A)	☐	€ 145.00	

MOTORE					
	6 Km/h		S		
	10 Km/h non in combinazione con batteria da 38 Ah	☐	€	485.00	

COMANDO					
Comando standard LE-Range					
SE11	Comando standard (REM060) non in combinazione con opzioni elettriche	oDestra oSinistra	S		
LE Low profile	Standard - Profilo basso (REM050) non in combinazione con opzioni elettriche	oDestra oSinistra	○		
EXT.	MODULO ESTERNO SE19 standard con LE o SE11 con luci				
Comando avanzato LINX					
REM 150	Comando REM 150 6 km/h + luci opzionale per SE19 invece del modulo est.	oDestra oSinistra	☐	€ 125.00	
	Comando REM 150 10 km/h + luci possibile solo con SE19	oDestra oSinistra	○		
REM2XX	Comando REM 200 possibile solo con le opzioni elettriche	oDestra oSinistra	○		
LCD	Comando con touch screen LCD integrato possibile solo con le opzioni elettriche	oDestra oSinistra	☐	€ 625.00	
PM75A	Centralina (75 Amp) possibile solo con REM2XX o LCD	oDestra oSinistra	☐	€ 292.50	
SE64 fixed	Comandi a distanza per gestione attuatori - fissati sul bracciolo	oDestra oSinistra	☐	€ 470.00	
SE64 swivel	Comandi a distanza per gestione attuatori - con joystick swing-away	oDestra oSinistra	☐	€ 470.00	
Possibilità di swing-away					
SE53	Comando swing-away	oDestra oSinistra	☐	€ 47.50	
Opzioni di comando speciali					
SE08	Comando per accompagnatore (il comando sarà fissato sullo schienale)		☐	€ 80.00	
SE09	Comando per accompagnatore (il secondo comando per l'accompagnatore sarà fissato sullo schienale) possibile solo con i comandi avanzati		☐	€ 860.00	
SE55	Comando rinforzato		☐	€ 3,687.50	
SE83	Mini joystick		☐	€ 4,042.50	
SE86	2 pulsanti 30 mm linx LCD		☐	€ 80.00	

BRACCIOLI					
Bi5	Braccioli regolabili in altezza con imbottitura in PU		S		

Bi5 soft	Braccioli regolabili in altezza con imbottitura morbida	☐	€	42.50		
BRACCIOLO EMIPLEGICO						
B66	Bracciolo emiplegico	oDestra oSinistra	☐	€	27.50	
B66O	Bracciolo emiplegico - orientabile	oDestra oSinistra	☐	€	52.50	
B66S	Bracciolo emiplegico - STABILO verificare la disponibilità nel proprio Paese	oDestra oSinistra	☐	€	285.00	
B66M	Con il supporto per il palmo	oDestra oSinistra	☐	€	142.50	
B66OM	Con il supporto per il palmo - orientabile	oDestra oSinistra	☐	€	277.50	
B66ML	Con il supporto per il palmo - modello lungo	oDestra oSinistra	☐	€	180.00	
B66OML	Con il supporto per il palmo - modello lungo - orientabile	oDestra oSinistra	☐	€	347.50	
B66MA	Con il supporto per il palmo - modello anatomico comando montato sul lato opposto	oDestra oSinistra	☐	€	152.50	
B66OMA	Con il supporto per il palmo - modello anatomico - orientabile comando montato sul lato opposto	oDestra oSinistra	☐	€	290.00	
B66MAL	Con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo comando montato sul lato opposto	oDestra oSinistra	☐	€	187.50	
B66OMAL	Con il supporto per il palmo - modello anatomico lungo - orientabile comando montato sul lato opposto	oDestra oSinistra	☐	€	357.50	

OPZIONI SEDUTA					
SE30	Regolazione manuale della seduta 0/2/4/6°	S			
SE34	Regolazione manuale dello schienale 0-32° (5 posizioni ognuna 8°) solo in combinazione con SE30	S			
SE36S	Regolazione manuale dello schienale con pistone 0-30° Leva per utente posizionata sul lato comando solo in combinazione con SE40	☐	€	157.50	
SE36B	Regolazione manuale dello schienale con pistone 0-30° Leva per accompagnatore posizionata sul lato comando schienale solo in combinazione con SE40	☐	€	157.50	
SE39	Regolazione elettrica dell'inclinazione della seduta (20°) e dello schienale (30°) solo in combinazione con il comando avanzato	☐	€	780.00	
SE40	Seduta elettrica (20°) Regolazione manuale dello schienale solo in combinazione con il comando avanzato	☐	€	390.00	
SE41	Regolazione manuale della seduta 0/2/4/6° Regolazione elettrica dello schienale (30°) solo in combinazione con il comando avanzato	☐	€	390.00	

PEDANE				
B06IN	Pedana standard	☒		
BA6	Pedana standard - corta	☐		
BK6	Pedana monoblocco (piatto pedana unico)	☐	€ 52.50	
BL7	Pedana per amputati - destra	☐	€ 115.00	
BK7	Pedana per amputati - sinistra	☐	€ 115.00	
BZ7IN	Pedane articolate con correzione della lunghezza con panchetto articolato (più lungo di 70 mm)	oDestra oSinistra	☐ € 145.00	
BZ8IN	Pedane articolate con correzione della lunghezza con panchetto articolato	oDestra oSinistra	☐ € 145.00	
BZ10	Pedana monoblocco manuale con appoggio per le gambe con angoli laterali	☐	€ 252.50	
BZE	Pedane elettriche articolate, con panchetto articolato (1 attuatore) - paio possibile solo con comando avanzato	☐	€ 1,072.50	

COLORI DEL TELAIO				
C4	Bright Red	☐	€ 72.50	
C5	Black	☒		
C76	Metallic white	☐	€ 72.50	
C77	Metallic black	☐	€ 72.50	
C79	Metallic bright blue	☐	€ 72.50	
C85	Green	☐	€ 72.50	
C87	Orange	☐	€ 72.50	
Cxx	Any available colour	☐	€ 215.00	

SELEZIONE DELLO SCHIENALE				
L34	Cuscino preformato in PU con rivestimento Soft Touch	☐		
	Cuscino preformato con rivestimento in nylon PLUS	☐	€ 215.00	
	Cuscino preformato con rivestimento in 3D Net	☐	€ 215.00	
Tub+L44	Cuscino preformato in PU con rivestimento Soft Touch	☐		
	Cuscino preformato con rivestimento in nylon PLUS	☐		
	Cuscino preformato con rivestimento in 3D Net	☐	€ 67.50	

SELEZIONE DELLA SEDUTA

L35	Cuscino preformato in PU con rivestimento Soft Touch	☐	€	215.00	
	Cuscino preformato con rivestimento in nylon PLUS	☐	€	215.00	
	Cuscino preformato con rivestimento in 3D Net	☐	€	215.00	
L16F+ L35/B23	Cuscino preformato separato in PU morbido con VELCRO	☐	€	100.00	
	Cuscino preformato separato in nylon PLUS con VELCRO	☐	€	100.00	
	Cuscino preformato separato in 3D Net con VELCRO	☐	€	100.00	

SELEZIONE DELL'APPOGGIATESTA

L55	Appoggiatesta	☐	€	150.00	
L55B +L34	Appoggiatesta con regolazione della profondità montato su schienale L34	☐	€	202.50	
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità (regolazione continua)	☐	€	167.50	
L58C	Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione	☐	€	205.00	

RUOTE

RUOTE ANTERIORI

9" 230 mm	Pneumatici neri, cerchio nero, tassellati	☐			
	Pneumatici grigi, cerchio nero, tassellati	☐			
	Pneumatici neri antiforatura, cerchio nero, tassellati	☐	€	115.00	
10" 260 mm	Pneumatici neri, cerchio nero, lisci	☐			
	Pneumatici neri, cerchio nero, tassellati	☐			
	Pneumatici grigi, cerchio nero, lisci	☐			
	Pneumatici neri antiforatura, cerchio nero, lisci	☐	€	115.00	
	Pneumatici neri antiforatura, cerchio nero, tassellati	☐	€	115.00	

RUOTE (di trazione) POSTERIORI (350x70)

B4	Pneumatici neri, cerchio nero, lisci	☐			
B5	Pneumatici neri, cerchio nero, tassellati	☐			
B6	Pneumatici grigi, cerchio nero, lisci	☐			
B7	Pneumatici neri antiforatura, cerchio nero, lisci	☐	€	115.00	

OPZIONI

B15	Tavolo in plexi		☐	€	127.50	
B22	Cuneo divaricatore		☐	€	52.50	
B31	Portastampelle	oDestra oSinistra	☐	€	72.50	
B52	Asta porta flebo		☐	€	72.50	
SE06	Porta USB per ricarica non compatibile con il comando standard		☐	€	305.00	
SE19	Luci		☐	€	470.00	

SE24	Portabicchieri	☐	€ 47.50	
SE27	Bauletto non in combinazione con schienale tubolare e L55 solo in combinazione con SE30 e SE34	☐	€ 97.50	
SE35	Salicordoli	☐	€ 310.00	
E SE 47	Supporto per il polso - controller per accompagnatore SE08	☐	€ 62.50	
SE74	Specchietto	☐	€ 30.00	
	oDestra oSinistra	☐		

La disponibilità può variare in base alla regione.

Si prega di consultare il responsabile vendite per ottenere le informazioni più aggiornate sull'intera gamma di possibilità.

	Soluzioni posturali - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex
	Soluzioni per seduta e posizionamento - fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro