



ACCESSORI POSTURALI		
- Promuovono una postura più bilanciata - Aumentano la stabilità della seduta - Molteplici scelte per soddisfare diverse esigenze - Installazione semplice e rapida 		
Prezzi per utenti finali IVA esclusa		Prezzo
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile		

CUNEI ANTISPINTA	
Il cuneo antispinta viene installato nella parte anteriore del cuscino.	
Impedisce all'utente di scivolare e cadere dalla carrozzina.	
Aiuta a gestire gli episodi di spasticità.	
Migliora la distribuzione della pressione.	

	PIATTO	
	Dimensioni: larghezza x profondità	○
	Spessore: 25 mm	○

	A PUNTA	
	Dimensioni: larghezza x profondità	○
	Spessore: 25 mm	○

Spessore di 25 mm - (larghezza x profondità)

□ 254 x 203 MM	□ 279 x 203 MM	□ 305 x 203 MM	€ 63,00
□ 330 x 203 MM	□ 356 x 203 MM	□ 381 x 203 MM	
□ 406 x 203 MM	□ 432 x 203 MM	□ 457 x 203 MM	
□ 483 x 203 MM	□ 508 x 203 MM	□ 533 x 203 MM	
□ 559 x 203 MM	□ 584 x 203 MM	□ 610 x 203 MM	
□ 660 x 203 MM			



CUNEO ANTISCIVOLAMENTO

Si installa direttamente sotto il cuscino.

Viene utilizzato per contrastare i problemi causati dal deterioramento della fodera della seduta nel corso del tempo.

Protegge l'utente dalle lesioni da decubito.

Trasforma la seduta in una superficie piatta.

	PIATTO	
	Dimensioni: larghezza x profondità	☐
	Spessore: 25 mm	☐
	A PUNTA	
	Dimensioni: larghezza x profondità	☐
	Spessore: 25 mm	☐

Spessore di 25 mm - (larghezza x profondità)


☐ 254 x 254 MM	☐ 254 x 305 MM	☐ 279 x 254 MM	€ 85,00
☐ 279 x 305 MM	☐ 279 x 356 MM	☐ 305 x 254 MM	
☐ 305 x 305 MM	☐ 305 x 356 MM	☐ 330 x 305 MM	
☐ 330 x 356 MM	☐ 330 x 406 MM	☐ 356 x 305 MM	
☐ 356 x 356 MM	☐ 356 x 406 MM	☐ 381 x 406 MM	
☐ 381 x 432 MM	☐ 381 x 457 MM	☐ 406 x 406 MM	
☐ 406 x 432 MM	☐ 406 x 457 MM	☐ 432 x 406 MM	
☐ 432 x 432 MM	☐ 432 x 457 MM	☐ 432 x 483 MM	
☐ 432 x 508 MM	☐ 457 x 406 MM	☐ 457 x 432 MM	
☐ 457 x 457 MM	☐ 457 x 483 MM	☐ 457 x 508 MM	
☐ 483 x 406 MM	☐ 483 x 432 MM	☐ 483 x 457 MM	
☐ 483 x 483 MM	☐ 483 x 508 MM	☐ 508 x 406 MM	
☐ 508 x 432 MM	☐ 508 x 457 MM	☐ 508 x 483 MM	
☐ 508 x 508 MM	☐ 533 x 432 MM	☐ 533 x 457 MM	
☐ 533 x 483 MM	☐ 533 x 508 MM	☐ 533 x 533 MM	
☐ 559 x 406 MM	☐ 559 x 432 MM	☐ 559 x 457 MM	
☐ 559 x 508 MM	☐ 584 x 432 MM	☐ 584 x 457 MM	
☐ 584 x 483 MM	☐ 610 x 406 MM	☐ 610 x 432 MM	
☐ 610 x 457 MM	☐ 610 x 508 MM	☐ 660 x 457 MM	
☐ 660 x 508 MM	☐ 660 x 559 MM		

*Compatibile solo con fodera stretch e fodera interna trasparente

CUNEO PER OBLIQUITÀ PELVICA (SCHIUMA EVA)

Il cuneo per obliquità pelvica viene utilizzato per compensare il calo di tono muscolare dei glutei e ridurre l'inclinazione pelvica.

Viene fissato sul lato inferiore del cuscino con il Velcro autoadesivo e inserito in una o più fodere*.


	Spessore di 25 mm Larghezza x profondità	CODICE ARTICOLO	€ 52,00
	☐ 152 x 152 MM	S2680-0606-1.0	
	☐ 203 x 203 MM	S2680-0808-1.0	
	☐ 254 x 254 MM	S2680-1010-1.0	
*Compatibile solo con fodera stretch e fodera interna trasparente			

CUNEO DIVARICATORE COSCIA MEDIALE (URETANO)


Controlla la prossimità degli arti inferiori (abduzione).

Assicura il corretto allineamento del corpo aumentando la distanza tra gli arti inferiori.

Viene fissato sul lato inferiore del cuscino con il Velcro autoadesivo e inserito in una o più fodere.*

	Larghezza x profondità x spessore	CODICE ARTICOLO	€ 39,00
	☐ 51 x 127 x 51 MM	S2725-P	
	☐ 76 x 178 x 51 MM	S2725-1	
	☐ 102 x 178 x 64 MM	S2725-2	
	☐ 127 x 178 x 76 MM	S2725-3	
*Compatibile solo con fodera stretch e fodera interna trasparente			

SUPPORTO LATERALE PELVICO ESTRAIBILE

	Larghezza x profondità x spessore	CODICE ARTICOLO	€ 105,00
	☐ 140 x 242 x 25 MM	S2861	
	☐ 140 X 242 x 38 MM	S2866	
	☐ 140 X 242 x 51 MM	S2871	
	Il cuscino è realizzato in uretano solido.		

OPZIONI DI RINFORZO

Solo piastra di rinforzo in ABS da 6,5 MM Altezza: 140 MM Profondità: 242 MM	☐	S2937	€ 35,00
Piastra di rinforzo in ABS da 6,5 MM con due staffe regolabili Altezza: 140 MM + cuscino della seduta Profondità: 242 MM	☐	S2938	€ 63,00

La piastra di rinforzo in ABS è fissata sul lato esterno della fodera del cuscino pelvico.

FODERE

Fodera Startex impermeabile	☐	S2575	€ 53,00
-----------------------------	--------------------------	-------	----------------