

# Flora

Easy Life

**Bastoni pieghevoli**

Flora 1 - Flora 2 - Flora 3  
portata massima: 100 kg



Flora 1



Flora 2



Flora 3

**Ashley** Lunga & Media (Stampella ascellare regolabile)

altezza da 1140 mm a 1340 mm (media)

altezza da 1340 mm a 1540 mm (lunga)

portata massima: 120 kg

**RIF. CODICE ISO NR. REPERTORIO**

12.03.12.003

664967/R



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).