

# SCOOTERS

NUOVE VERSIONI



**VERMEIREN**  
we care for you

- 01 eris
- 02 ceres
- 03 carpo
- 04 carpo<sub>xd</sub>
- 05  PZIONI

PROGETTATA E PRODOTTA

IN EUROPA

## AUMENTARE QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Noi di **VERMEIREN** siamo estremamente orgogliosi della meticolosa maestria della nostra linea di scooter Eris, Ceres e Carpo, prodotta proprio qui in Europa. Non si tratta solo di una scelta produttiva; è una testimonianza del nostro impegno verso l'eccellenza, la qualità e l'affidabilità.

## COMPETENZA ED ESPERIENZA

Ogni scooter della nostra gamma è realizzato con un'attenzione incrollabile ai dettagli e alla qualità. Il nostro processo produttivo, svolto dal nostro personale qualificato, si basa su decenni di esperienza. Dalla fase iniziale di progettazione alle rifiniture, ogni passaggio è eseguito meticolosamente per garantire che i nostri scooter non solo soddisfino, ma superino i più alti standard.

## PRODUZIONE LOCALE, IMPATTO GLOBALE

Quando scegli uno scooter Eris, Ceres o Carpo, non stai solo acquistando un mezzo di trasporto; stai investendo nella maestria europea, nella qualità e nell'affidabilità. Unisciti a noi per sperimentare la differenza di un prodotto realizzato con passione, competenza e un impegno per l'eccellenza.



# eris

Lo scooter Eris è il tuo scooter per interni ed esterni per brevi distanze fino al negozio, amici o familiari. Completo di indicatori e luci nella versione LED. Il vassoio per la spesa può essere rimosso in modo da poterlo portare con te quando acquisti piccoli articoli nel tuo negozio di alimentari locale.



#### DISPLAY

Display facile da usare



#### CESTINO DELLA SPESA

Removibile



#### COLONNA DELLO STERZO

Regolabile per un maggiore comfort di guida



#### SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione a LED anteriore e posteriore con indicatori di direzione



#### SOSPENSIONI

Assorbimento degli urti integrato per un'esperienza di guida più fluida



#### SEDILE GIREVOLE

Dotato di grande tasca posteriore



VELOCITÀ MASSIMA

Fino a  
10 km/h

AUTONOMIA DI GUIDA

Fino a  
37 km

PESO DELL'UTENTE

Fino a  
140 kg



## DATI TECNICI

Larghezza totale	570 mm
Lunghezza totale	1185 mm
Altezza totale	1150 mm
Altezza sedile	450-500 mm
Raggio di sterzata	2900 mm
Autonomia*	30-37 km
Motore	320 W
Velocità*	6 o 10 km/h
Peso	75 kg
Portata massima	140 kg
Batterie	2x12V - 38Ah/50Ah

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali.  
Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).


Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.  
Alcune funzionalità possono essere opzionali.

# ceres

Il Ceres SE è uno scooter per esterni che armonizza design, qualità e comfort, offrendo l'equilibrio ottimale per i viaggi quotidiani in termini di usabilità, comfort e prestazioni.



**SOSPENSIONI**  
Assorbimento degli urti integrato per un'esperienza di guida più fluida



## DISPLAY

Display facile da usare



## CESTINO DELLA SPESA

Removibile



## COLONNA DELLO STERZO

Regolabile per un maggiore comfort di guida



## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione a LED anteriore e posteriore con indicatori di direzione



## SEDILE GIREVOLE E REGOLABILE

Per un maggiore comfort, dotato di poggiatesta rimovibile



VELOCITÀ MASSIMA

Fino a  
**15 km/h**

AUTONOMIA DI GUIDA

Fino a  
**48 km**

PESO DELL'UTENTE

Fino a  
**140 kg**



## DATI TECNICI

Larghezza totale	620 mm
Lunghezza totale	1300 mm
Altezza totale	1280 mm
Altezza sedile	450-500 mm
Raggio di sterzata	2800 mm
Autonomia*	30-48 km
Motore	450 o 650 W
Velocità*	10 o 15 km/h
Peso	106 kg
Portata massima	140 kg
Batterie	2x12V - 38Ah/50Ah

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.  
Alcune funzionalità possono essere opzionali.

# carpo

Il Carpo SE è uno scooter moderno per esterni progettato per l'uso quotidiano, che offre il massimo comfort e prestazioni per lunghe percorrenze in qualsiasi condizione atmosferica. Vanta un aspetto sportivo completamente equipaggiato.

10  
km/h

15  
km/h



Grigio  
Ombra



Avorio  
Chiaro



Argento



Rosso

## BRACCIOLI REGOLABILI

Regolabili in altezza e larghezza per un maggiore comfort



## DISPLAY LCD E CONNESSIONE USB

Connessione USB per la ricarica dello smartphone, display LCD facile da usare



## CESTINO DELLA SPESA

Removibile



## ELEVATA ALTEZZA DA TERRA

Per la migliore esperienza di guida all'aperto



## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Luci anteriori e posteriori con indicatori di direzione



## SEDILO GIREVOLE

Per un maggiore comfort, dotato di poggiatesta rimovibile



VELOCITÀ MASSIMA

Fino a  
15 km/h

AUTONOMIA DI GUIDA

Fino a  
45 km

PESO DELL'UTENTE

Fino a  
150 kg



## DATI TECNICI

Larghezza totale	660 mm
Lunghezza totale	1535 mm
Altezza totale	1390 mm
Altezza sedile	480-555 mm
Raggio di sterzata	2000 mm
Autonomia*	45 km
Motore	750 W
Velocità*	10 o 15 km/h
Peso	144 kg
Portata massima	150 kg
Batterie	2x12V - 80Ah

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.  
Alcune funzionalità possono essere opzionali.

# carpo<sup>xd</sup>

Il Carpo XD SE offre potenza e prestazioni eccezionali per una migliore esperienza di guida su strade ripide o terreni irregolari. Il rapporto di trasmissione programmato in modo intelligente fornisce una coppia e una stabilità eccezionali, garantendo una guida sicura anche in caso di utilizzo prolungato in condizioni difficili.

13  
km/h

Grigio  
Ombra

Avorio  
Chiaro

Argento

Rosso

## BRACCIOLI REGOLABILI

Regolabili in altezza e larghezza per un maggiore comfort



## DISPLAY LCD E CONNESSIONE USB

Connessione USB per la ricarica dello smartphone, display LCD facile da usare

## CESTINO DELLA SPESA

Removibile

## ELEVATA ALTEZZA DA TERRA

Per la migliore esperienza di guida all'aperto

## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Luci anteriori e posteriori con indicatori di direzione

## SEDILE GIREVOLE

Per un maggiore comfort, dotato di poggiatesta rimovibile



VELOCITÀ MASSIMA

Fino a  
13 km/h

AUTONOMIA DI GUIDA

Fino a  
57 km

PESO DELL'UTENTE

Fino a  
150 kg



## DATI TECNICI

Larghezza totale	660 mm
Lunghezza totale	1535 mm
Altezza totale	1390 mm
Altezza sedile	480-555 mm
Raggio di sterzata	4020 mm
Autonomia*	57 km
Motore	750 W
Velocità*	13 km/h
Peso	144 kg
Portata massima	150 kg
Batterie	2x12V - 100Ah

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.  
Alcune funzionalità possono essere opzionali.

# OPZIONI

**VERMEIREN** offre una vasta gamma di accessori per il tuo scooter. Dal portabastoni alla copertura per scooter, ottimizza l'uso del tuo scooter con una selezione delle nostre opzioni.

	Eris	Ceres SE	Carpo SE Carpo XD
• SW31	●	●	●
• B83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SW83		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SW84		●	●
• MOVO		●	●



**SW31**  
Porta stampella



**B83**  
Porta bombola ossigeno



**SH08**  
Copertura di protezioner



**SW09**  
Parabrezza





**SW06**  
Porta rollator



**SW03**  
Bauletto



**SW84**  
Pedana elevata



**SW83**  
Porta bombola ossigeno



# mevo

evolution



# LA COPERTURA 4 STAGIONI PER SCOOTERS ELETTRICI



## Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.

### INDIPENDENTEMENTE DAL TEMPO

La copertura Movo ti protegge innanzitutto dal sole ma anche da tutte le condizioni meteorologiche. Combinando un tessuto protettivo contro la pioggia, un parabrezza e una visiera parasole, protegge anche dal freddo e dal vento.

### PER IL TUO SCOOTER

Grazie a un'installazione ingegnosa utilizzando il gancio sotto il sedile, la copertura Movo è compatibile con la maggior parte dei modelli di scooters **VERMEIREN**, inclusi Ceres e Carpo.

### UNA COPERTURA CHE SI TRASFORMA IN CABINA IN UN ISTANCE

Grazie alla sua tecnologia retrattile, non è necessario abbassarla in ogni momento. Puoi scegliere la posizione che più ti si addice a seconda del tempo. Hai quindi l'opzione: copertura e opzione cabina con lo stesso prodotto.



### INSTALLAZIONE SUPER VELOCE

Puoi installare o rimuovere la copertura Movo in meno di 10 secondi. È ultra-rapida.



### FACILE DA ASSEMBLARE

Un manuale di montaggio dettagliato e un video di montaggio accurato sono disponibili sul nostro sito web, così sarai in grado di assemblare la copertura in meno di 15 minuti. Una volta assemblata, l'installazione può essere completata in meno di 10 secondi.



### DESIGN COMPATTO

La larghezza della copertura Movo è di 74 cm, il che le consente di passare attraverso tutte le aperture, anche le porte interne più piccole.



### ULTRA-LEGGERA

Con un peso totale di 8,7 kg (19 lbs), la copertura Movo può essere installata facilmente da una sola persona.





Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.

**VERMEIREN Italia S.R.L.**

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



**VERMEIREN**  
we care for you