



V-DRIVE

Dispositivo di trazione elettronico per carrozzine manuali. Peso massimo utilizzatore: 135 kg versione standard, 200 kg versione H.D. rinforzata (peso della carrozzina incluso). Pendenze superabili 8°, autonomia 15 km. Batterie 2 x 12V 12 Ah, velocità regolabile massima 6 km/h.

Numero Repertorio: 223096/R

Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle		Prezzo al pubblico	IVA
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard	<input type="checkbox"/>	Opzione senza supplemento di prezzo	
ESECUZIONI			
versione standard (per larghezza sedile da cm.39 a cm.48)	<input type="checkbox"/>	€ 1.400,00	4
versione HD rinforzata (per larghezza da cm.50 a cm.60)	<input type="checkbox"/>	€ 1.600,00	4
ACCESSORI			
Copertone 200x50	<input type="checkbox"/>	€ 75,00	4
Ruota 200x50	<input type="checkbox"/>	€ 108,00	4
Controller	<input type="checkbox"/>	€ 195,00	4
Set batterie (cod.1903118)	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	4